

# Küschall® K-Series

Please contact Invacare EU Export Customer Services on :-  
Tel : +33 247 626980 ; Email : serviceclient\_export@invacare.com  
Or visit our website : www.invacare.eu.com



## Küschall K-Series



Active, lightweight aluminum wheelchair, rigid frame, folding and angle-adjustable backrest



Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary , aby stworzyć swoją konfigurację!


Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub – +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

Proszę zaznaczyć krzyżykiem      ◆ Wyposażenie standardowe      ○ Opcja bezpłatna


KOD	OPIS	NC :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DKA0067	<input type="checkbox"/> küschall® K-Series®		14300,00	
<b>SPECJALNA KONSTRUKCJA</b>				
DKA0000	<input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
<b>PAKIET POZYCJONUJĄCY</b>				
DKA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy <b>Matrx MX2 &amp; Libra</b> zawiera: -Oparcie <b>Matrx MX2</b> (rozmiar do wyboru od DKA2300 do DKA2315) - Poduszkę <b>Matrx Libra</b> (DKA2720) - 2-punktowy pas biodrowy <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (rozmiar do wyboru od DKA7810 do DKA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	5900,00	<b>Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł</b>
DKA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy <b>Matrx Elite E2 &amp; Libra</b> zawiera: - Oparcia <b>Matrx Elite E2 / Elite Deep E2</b> (rozmiar do wyboru od DKA2320 do DKA2350) - Poduszkę <b>Matrx Libra</b> (DKA2720) - 2-punktowy pas biodrowy <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (rozmiar do wyboru od DKA7810 do DKA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm 1310, 1315, 1410, 1420	4400,00	<b>Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł</b>
<b>SIEDZISKO</b>				
<b>RAMA</b>				
DKA1040	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° (do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	<p>Podwozie 90° : 1070</p>
DKA1050	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°-rama przywiedziona (do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	
DKA1060	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°+ 50mm (do podłoża)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	700,00	
DKA1070	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°(do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	1050,00	
DKA1080	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°- rama przywiedziona (do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	1050,00	
DKA1090	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°+50 mm (do podłoża)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	1050,00	



<b>AMORTYZACJA ZAWIESZENIA</b>				
DKA1200	<input type="checkbox"/>	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1600,00
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1600,00
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1600,00
<b>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)</b>				
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2300 do 2357, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○
DKA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	○
<b>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)</b>				
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740 to 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○
DKA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm		○
DKA1450	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 2740, 2746	○
DKA1465	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○
DKA1475	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	○
DKA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DKA1495	<input type="checkbox"/>	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
<b>POZYCJA SIEDZISKA (SP)</b>				
DKA1500	<input type="checkbox"/>	Pozycja 1 = 140 mm (NAJNARDZIEJ AKTYWNA)		○
DKA1510	<input type="checkbox"/>	Pozycja 2 = 125 mm		○
DKA1520	<input type="checkbox"/>	Pozycja 3 = 110 mm		◆
DKA1530	<input type="checkbox"/>	Pozycja 4 = 95 mm		○
DKA1540	<input type="checkbox"/>	Pozycja 5 = 80 mm (NAJMNIEJ AKTYWNA)		○



<b>WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)</b>						
DKA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia zależy od wyboru oparcia Matrix		NC : 2100, 2210, 2220, 2230	○	
DKA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm		NC : 2150, 2240, 2430, 0703, 7600	○	
DKA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm		NC : 2150, 2240, 7600	○	
DKA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1620 <input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○
DKA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DKA1630 <input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○
DKA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	
DKA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	◆	
DKA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	
DKA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DKA1655 <input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
DKA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DKA1665 <input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
DKA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DKA1675 <input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
<b>WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - patrz tabela 1 kompatybilność przednich kół i wysokości przedniej części siedziska</b>						
DKA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm		NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	
DKA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	
DKA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm			○	
DKA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	
DKA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			○	
DKA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			◆	
DKA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			○	
DKA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			○	
<b>WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)</b>						
DKA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	
DKA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	
DKA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm		NC : 3490, 3495	○	
DKA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	
DKA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	
DKA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1845 <input type="checkbox"/>	450 mm	○	
DKA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1855 <input type="checkbox"/>	470 mm	○	
DKA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	
DKA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 6410	○	
<b>DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) - DLA LLL &lt; 390MM I W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI, PODNÓŻKA MOŻE BYĆ ON WYSOKO MONTOWANY, PATRZ TABELA 2</b>						
DKA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm			○	
DKA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1922 <input type="checkbox"/>	310 mm	○	
DKA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DKA1926 <input type="checkbox"/>	330 mm	○	
DKA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DKA1930 <input type="checkbox"/>	350 mm	○	
DKA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DKA1934 <input type="checkbox"/>	370 mm	○	
DKA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DKA1938 <input type="checkbox"/>	390 mm	○	
DKA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DKA1942 <input type="checkbox"/>	410 mm	○	
DKA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	
DKA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	
DKA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1950 <input type="checkbox"/>	450 mm	○	
DKA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1954 <input type="checkbox"/>	470 mm	○	
DKA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	
<b>OPARCIE</b>						
<b>MATERIAŁ</b>						
DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe		NC : SW 320 mm	◆	
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Tytanowe = - 80 g (z aluminiowymi rączkami)		NC : SW 320 mm, 2150, 2430, 7600	1700,00	
<b>RODZAJ OPARCIA</b>						
DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standardowe oparcie z pałąkiem		NC : 2240, 2300 do 2357, 2440	◆	
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Oparcie z nisko zamontowanym pałąkiem (wysokość 285 mm)		NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	



LLL = LLL patient - Seat cushion

LLL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki  
LLL = LLL użytkownika - poduszka



TAPICERKA OPARCIA				
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka	NC : 2300 dp 2357, 2430, 2440 i SW > 420 mm / BH > 345 mm	850,00
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black	NC : 2300 do 2357, 2440	◆
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Aero z regulacją pasami	NC : 2300 to 2357, 2440	1250,00
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - zaznacz w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrix		○
<b>OPARCIA MATRIX - Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrix , NIEMOŻLIWE Z SW ≤ 340 MM</b>				
DKA2300	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2310	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 510mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, Height 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		2500,00
<b>WYBÓR SZEROKOŚCI OPARĆ MATRIX- patrz tabela 3</b>				
DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		○
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - i orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		○
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		○
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		○
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		○
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		○
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		○



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2: tylko 1 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!









2316 to 2331



2332 to 2357



<b>RĄCZKI</b>					
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek		◆	
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe		○	
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		○	
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : BH 285 mm do 330 mm + 3480, 3480	1000,00	
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1200,00	
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane	NC : BH 315 mm to 330 mm + 3480	1000,00	
<b>BACKREST ANGLE (BA)</b>					
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°		○	
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°		◆	
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°		○	
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	DKA2590 <input type="checkbox"/> 94°	○	
<b>TAPICERKA SIEDZISKA</b>					
DKA2600	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA		◆	
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Tapicerka regulowana na pasach		450,00	
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Lekka		300,00	
<b>SIEDZISKO</b>					
<b>PODUSZKA SIEDZISKA</b>					
DKA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA, 60 MM Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DKA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	600,00	
DKA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : szerokość 360 mm; możliwe tylko z głębokością 400 mm i 425 mm	1400,00	
DKA2730	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : szerokość 360 mm możliwe tylko z głębokością 400 i 425 mm 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	1400,00	
DKA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	400,00	
DKA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DKA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DKA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	400,00	
DKA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG CUSHION	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	400,00	
<b>SASZETKA POD SIEDZISKIEM</b>					
DKA2800	<input type="checkbox"/>	ODPINANA SASZETKA NA KLIPSACH		400,00	
<b>AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA</b>					
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Worek na płyn (para)		450,00	
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Para przyciętych klinów		200,00	
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Klin odwodzący kończyny dolne		250,00	
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Klin boczny		200,00	
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Klin przedni		300,00	
<b>USZTYWNIENIE PODSTAWY</b>					
DKA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA		300,00	
<b>TORBA POD SIEDZISKO</b>					
DKA2910	<input type="checkbox"/>	TORBA POD SIEDZISKO-DUŻA		300,00	



PODNOŻEK				
<b>RODZAJ PODNOŻKA (RUROWY / PŁYTA PODNOŻKA)</b>				
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały, aluminiowy - nowy profil		◆
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		1200,00
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt	NC : 3290	1300,00
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt, odchylany (Niemożliwe z ramą przywiedzioną)	NC : 3290	2200,00
<b>POKRYCIE PODNOŻKA</b>				
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Pokrycie podnóżka rurowego		550,00
<b>PODPARCIE POD STOPY I NOGI</b>				
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na ramie		◆
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na wspornikach widelca		400,00
<b>BOCZKI/BŁOTNIKI</b>				
<b>BOCZKI</b>				
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Boczki Economy, odchylane - nowa partia		◆
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe odchylane - nowy design		800,00
<b>BŁOTNIKI</b>				
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, wyciągane- nowy design	NC : 3490, 3495	1600,00
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Błotniki Economy, wyciągane - nowy design	NC : 3490, 3495	○
<b>PODŁOKIETNIKI</b>				
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950	1300,00
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady- krótki	Niemożliwe z z RSTF < 420 MM	1200,00
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady-	Niemożliwe z RSTF < 420 MM	1300,00
<b>RAMA</b>				
<b>KOLOR RAMY</b>				
DKA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		○
DKA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		○
DKA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	○
DKA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		○
DKA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		○
DKA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		1050,00
DKA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00
DKA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		1050,00
DKA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)		1050,00
DKA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00
DKA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)		1050,00
DKA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00
DKA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)		1050,00
DKA4050	<input type="checkbox"/>	<p><b>- Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie:</b></p> <p>- Czas produkcji + 10 dni dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare</p> <p style="text-align: center;"><b>GDZIE</b></p> <p>- Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać nr RAL</p>		2300,00
<b>STYLE</b>				
DKA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	NC : 4300, 4310	300,00
DKA4195	<input type="checkbox"/>	TAG	NC : 4200 do 4250	◆
<b>KOLORY W STYLU BOLD</b>				
DKA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○
DKA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○
DKA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○
DKA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○
DKA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		○
DKA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○



3200



3305



3440



3480



3490

**DODATKOWY  
CZAS  
REALIZACJI  
+10 DNI**



BOLD



TAG

KOLORY W STYLU TAG			
DKA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK	○
DKA4310	<input type="checkbox"/>	RED	○
KOŁA PRZEDNIE			
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT	○
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, CZARNA OPONA	◆
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, CZARNA OPONA	○
DKA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	400,00
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	600,00
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA	600,00
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA	○
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA	○
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC BCZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	500,00
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	700,00
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA	700,00
MOCOWANIE TYLNEGO KOŁA			
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standardowa pozycja tylnych kół	NC : 6100 to 6140, 6230, 6240
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła (pozycja 1 do 3)	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła(5 pozycji)	NC : 6070
RODZAJ PIERWSZEJ OSI			
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Belka VARIO-AX, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6950, 7230
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Standardowa belka aluminiowa	◆
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Belka karbonowa	NC : 6950
POZYCJA PIERWSZEJ OSI			
DKA6100	<input type="checkbox"/>	Gdy wybrana jest 2 oś: 1 pozycja z przodu jest wymagana dla osi 1	○
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6230, 6240
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3	NC : 6230, 6240
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6230, 6240
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5	NC : 6230, 6240
KĄT NACHYLENIA PIERWSZEJ OSI			
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°	◆
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI- DRUGA OŚ TYLKO W POZYCJI 5 Z PRZODU			
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Standardowa belka	NC : 6950
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Belka VARIO-AX, regulowany camber 11 / 3 / 7 / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI - Maks. Camber 3° przy osi 1; lżeźeli tylko jedna z osi jest osią Vario-ax, a druga oś tylko przy 0° lub 3°			
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°	○
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°	○
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°	○
SZ YBKOZŁĄCZKI DLA TETRA			
DKA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950
			700,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH (patrz, możliwe średnice na każde koło w rubryce: RODZAJ KÓŁ TYLNYCH)			
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24"	◆
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6610, 6630, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6610, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350



5050 / 5300



6300

RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
DKA6500	<input type="checkbox"/>	<b>24" ACTIVE WHEELS</b> (CZARNA FELGA , PIASTY RADIALNE SZPRYCHY. Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI, LEKKIE OPONY, SZARE)	24" NC : Wszystkie ciągi,, 6680, 6900, 6910	◆
DKA6510	<input type="checkbox"/>	<b>KUSCHALL STAREC HUB</b> (CZARNA FELGA, PIASTY, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI, LEKKIE OPONY, SZARE)	24", 26"	○
DKA6520	<input type="checkbox"/>	<b>HIGH PERFORMANCE</b> (CZARNA FELGA , PIASTY STAREC, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI, LEKKIE OPONY, SZARE))	24", 25" NC : 6660	2600,00
DKA6550	<input type="checkbox"/>	<b>SPINERGY LXX</b> (CZARNA FELGA, PIASTY, RADIALNE SZPRYCHY Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI, LEKKIE OPONY, SZARE)	24", 25" NC : 6660, 6910	3700,00
OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DKA6600	<input type="checkbox"/>	<b>MAXXIS LITE GUARD,</b> opona czarna (ochrona przed przebicciem)	24"	◆
DKA6620	<input type="checkbox"/>	<b>PRIMO SENTINEL</b> ochrona przed przebicciem)	24", 25", 26"	350,00
DKA6625	<input type="checkbox"/>	<b>MAXXIS ALPHA PROTECT,</b> opona czarna (ochrona przed przebicciem)	24"	350,00
DKA6630	<input type="checkbox"/>	<b>MBL SPEEDLITE</b> (ochrona przed przebicciem)	24"	350,00
DKA6660	<input type="checkbox"/>	OPONA PEŁNA, CZARNA	24" NC : 6680, 7230	350,00
CIĄGI				
DKA6700	<input type="checkbox"/>	Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, ODL. 3cm, REGULOWANE 4CM	24", 26"	700,00
DKA6710	<input type="checkbox"/>	STAL POLEROWANA, ODL. 3cm REGULOWANE 4CM	24", 26"	550,00
DKA6720	<input type="checkbox"/>	TYTANOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1300,00
DKA6740	<input type="checkbox"/>	<b>CARBOLIFE GEKKO</b> Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, ODL.3 cm REGULOWANE 4 cm	24", 25"	1800,00
DKA6750	<input type="checkbox"/>	<b>CARBOLIFE GEKKO S,</b> Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, ODL. 3 cm REGULOWANE 4cm	24", 25"	1800,00
DKA6760	<input type="checkbox"/>	<b>CARBOLIFE CURVEL WITH</b> ERGONOMIC PROFILE ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24"	1400,00
DKA6770	<input type="checkbox"/>	<b>CARBOLIFE QUADRO, Z</b> ERGONOMICZNYM PROFILEM, ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24"	1800,00
DKA6780	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, SZARE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	◆
DKA6790	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, CZARNE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	○

6790 6760
  
6700 6710
  
6720
  
6740



OSŁONY SZPRYCH				
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"	1000,00
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"	1000,00
<b>DODATKOWY ZESTAW ALBER</b> - zawiera 2 antytipery Alber/ TYLKO dla tylnych kół 24"+ CAMBER OSI 3° : MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 Kg				
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-MOTION & TWION M25	NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	3000,00
<b>Wskazówka:</b> :w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę jak koła z napędem.				
HAMULCE				
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300	400,00
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Hamulce ACTIVE	NC : 7300	400,00
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE	NC : 7300	700,00
PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA				
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca w standardowych hamulcach		400,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
<i>Maks. 2 adaptacje na stronę (adaptacje = antytipery, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, kółka tranzytowe)</i>				
ANTYTIPERY				
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Antytipery prawy		650,00
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Antytipery lewy		650,00
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach	NC : 8300	1250,00
ZESTAW TRANSPORTOWY				
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Zestaw transportowy wraz z paskiem pozycjonującym i znakami firmowymi	NC : BH ≤ 400 mm, 7800	300,00
PAS				
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska		200,00
DKA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		1050,00
DKA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00
DKA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00
ŚWIATŁA ODBLASKOWE				
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00
OPCJE DODATKOWE				
OCHRONA RAMY				
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy		200,00
CANE HOLDER				
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - prawy		300,00
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - lewy		300,00
KOŁA TRANZYTOWE				
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Koła tranzytowe		1450,00
OTHERS OPTIONS				
DKA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka- nowość	NOT POSSIBLE WITH SW 340 MM	150,00
DKA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		100,00
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła		300,00
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Koła terenowe 24" z torbą-komplet/ koła MOUNTAIN BIKE z szarymi aluminiowymi ciągami; w zestawie osie na szybkozłączach		3100,00
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki - Bodypoint		500,00
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna BODYPOINT na K-SERIES		500,00



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520



Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przodu siedziska. 6 pozycji w odstępach co 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8300







8550



8680

**RAMPY**

1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego</b> wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	8600,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy podstawowej:</b> 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	1450,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact,</b> wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	2700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono</b> wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	1500,00	 1654130

**Table 1**  
Frame type/angle/length, rear wheel size, front wheel size

Frame	24" rear wheel			25" rear wheel			26" rear wheel		
	front wheel			front wheel			front wheel		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									

**Table 3**  
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

SEAT WIDTH (SW)	BLITE E2/ ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

SEAT WIDTH (SW)	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

**Table 2 :**  
Frame type/angle/length, rear wheel size, lower leg length, FSTF, footrest type

Frame	24" rear wheel				25" rear wheel				26" rear wheel			
	FSTF	bracket	LLL		FSTF	bracket	LLL		FSTF	bracket	LLL	
			footrest	flip-up			footrest	flip-up			footrest	flip-up
75° Short	450		330-420	290-420	450		330-430	290-430	470		330-440	290-440
	480		340-430	300-430	470		340-440	300-440	490		340-450	300-450
	470		350-440	310-440	480		350-450	310-450	490		350-460	310-460
75° Standard	480		370-450	330-450	500		370-460	330-460	500		370-470	330-470
	490		380-460	340-460	500		380-470	340-470	510		380-480	340-480
	500		390-470	350-470	510		390-480	350-480	520		390-490	350-490
75° +50mm	500		390-470	350-470	510		390-480	350-480	520		390-490	350-490
	510		400-480	360-480	520		400-490	360-490	530		400-500	360-500
	520		410-490	370-490	530		410-500	370-500	540		410-510	370-510
90° Short	450		330-410	290-410	460		330-420	290-420	470		330-430	290-430
	480		340-420	300-420	470		340-430	300-430	480		340-440	300-440
	470		350-430	310-430	480		350-440	310-440	490		350-450	310-450
90° Standard	480		380-440	340-440	500		380-450	340-450	500		380-460	340-460
	490		390-450	350-450	500		390-460	350-460	510		390-470	350-470
	500		400-460	360-460	510		400-470	360-470	520		400-480	360-480
90° +50mm	500		400-460	360-460	510		400-470	360-470	520		400-480	360-480
	510		410-470	370-470	520		410-480	370-480	530		410-490	370-490
	520		420-480	380-480	530		420-490	380-490	540		420-500	380-500
75° tapered	480		370-450	NC	500		370-460	NC	500		370-470	NC
	490		380-460	NC	500		380-470	NC	510		380-480	NC
	500		390-470	NC	510		390-480	NC	520		390-490	NC
90° tapered	480		380-440	NC	500		380-450	NC	500		380-460	NC
	490		390-450	NC	500		390-460	NC	510		390-470	NC
	500		410-460	NC	510		410-470	NC	520		410-480	NC

**TABELA 1 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, długość, rozmiar kół tylnych, rozmiar kół przednich)**

- koło tylne 24" -> koło przednie: 3°,4°,5°
- koło tylne 25"->koło przednie: 3°,4°,5°
- koło tylne 26" k->oło przednie: 3°,4°,5°

**Rama**

- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°
- przywiedziona 75°
- przywiedziona 90°

**TABELA 2 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, rozmiar kół tylnych, długość podnóżka/ podudzia<LLL>, FSTF, rodzaj podnóżka)**

- koło tylne 24" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 25"(FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 26" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)

**Rama**

- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°
- przywiedziona 75°
- przywiedziona 90°

**TABELA 3 (Dostępna gama szerokości oparc MATRX ELITE E2/ ELITE DEEP2. MX2) - Szerokość siedziska**