

PARTNER MED POLSKA SP.Z O.O.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265



Küschall Champion

Aktywny, składany wózek manualny
z nożycowym mechanizmem składania



Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator,
które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć
swoją konfigurację!



Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Wyposażenie standardowe

Opcja bezpłatna

| KOD | OPIS | NC : :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999 | PLN |
|---------------------------------------|--|--|---|
| DHA0031 | <input type="checkbox"/> küschall® Champion® | | 16800,00 |
| SPECJALNA KONSTRUKCJA | | | |
| DHA0000 | <input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja | | Na zamówienie |
| UHA0001 | <input type="checkbox"/> UNIQUE - Personalizacja | | Na zamówienie |
| PAKIET POZYCJONUJĄCY | | | |
| DHA0220 | <input type="checkbox"/> Pakiet przeciwodleżynowy Libra/MX2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx MX2 (DHA2300 do DHA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA 7810 do DHA7830) | NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230 | 5600,00 Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł |
| DHA0230 | <input type="checkbox"/> Pakiet przeciwodleżynowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx Elite/Elite Deep E2 (DHA2320-Dha2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA7810 do DHA7830) | NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230 | 4200,00 Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł |
| SIEDZISKO | | | |
| RAMA | | | |
| DHA1150 | <input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° | NC : 1350 | ◆ |
| DHA1160 | <input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° | NC : 1350 | ○ |
| DHA1170 | <input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° - rama przywiedziona | NC : 1250, 1320, 1325, 7010 | ○ |
| DHA1180 | <input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° - rama przywiedziona | NC : 1250, 1320, 1325, 7010 | ○ |
| OPCJE RAMY | | | |
| DHA1250 | <input type="checkbox"/> Champion Opcja SK: składana przednia część ramy - niemożliwe z ramą przywiedzioną | NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700 | 2800,00 |
| UNIQUE - SZTYWNA RAMA CHAMPION | | | |
| UHA1260 | <input type="checkbox"/> SZTYWNA RAMA CHAMPION: KOMPLETNA RAMA ZE WSPORNIKIEM KOŁA PRZEDNIEGO I TYLNEGO | | 2200,00 |



| SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW) | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------|-----------------|---|
| DHA1320 | <input type="checkbox"/> | 360 mm | NC: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000 | | ○ | | |
| DHA1325 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | NC: 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000 | | ○ | | |
| DHA1330 | <input type="checkbox"/> | 400 mm | NC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744 | | ○ | | |
| DHA1335 | <input type="checkbox"/> | 420 mm | NC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372 | | ○ | | |
| DHA1340 | <input type="checkbox"/> | 440 mm | NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742 | | ○ | | |
| DHA1345 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744 | | ○ | | |
| DHA1350 | <input type="checkbox"/> | 480 mm (tylko z ramą przywiedzioną) | NC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744 | | ○ | | |
| GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD) | | | | | | | |
| DHA1405 | <input type="checkbox"/> | 340 mm | NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830 | | ○ | | |
| DHA1415 | <input type="checkbox"/> | 360 mm | NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830 | | ○ | | |
| DHA1425 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | NC : 2720, 2744 | | ○ | | |
| DHA1435 | <input type="checkbox"/> | 400 mm | NC : 2744 | | ◆ | | |
| DHA1445 | <input type="checkbox"/> | 420 mm | | | ○ | | |
| DHA1460 | <input type="checkbox"/> | 440 mm | NC : 2740, 2742 | | ○ | | |
| DHA1470 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | NC : 2740, 2742, 2744 | | ○ | | |
| DHA1480 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748 | | ○ | | |
| WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH) DLA OPARĆ MATRIX: OKREŚLA WYŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ RĄCZEK | | | | | | | |
| DHA1615 | <input type="checkbox"/> | 300 mm | NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400 | | ○ | | |
| DHA1620 | <input type="checkbox"/> | 315 mm | NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400 | | ○ | | |
| DHA1625 | <input type="checkbox"/> | 330 mm | NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357 | | ○ | | |
| DHA1630 | <input type="checkbox"/> | 345 mm | NC : 2330, 2331, 2355, 2357 | | ○ | | |
| DHA1635 | <input type="checkbox"/> | 360 mm | | | ○ | | |
| DHA1640 | <input type="checkbox"/> | 375 mm | | | ◆ | | |
| DHA1645 | <input type="checkbox"/> | 390 mm | | | ○ | | |
| DHA1650 | <input type="checkbox"/> | 405 mm | | | ○ | | |
| DHA1655 | <input type="checkbox"/> | 420 mm | DHA1660 | <input type="checkbox"/> | 435 mm | ○ | |
| DHA1665 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | DHA1670 | <input type="checkbox"/> | 465 mm | ○ | |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1 i 2 | | | | | | | |
| DHA1740 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | NC : 1946 do 1960 | | ○ | | |
| DHA1745 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | NC : 1948 do 1960 | | ○ | | |
| DHA1750 | <input type="checkbox"/> | 470 mm | NC : 1950 do 1960 | | ○ | | |
| DHA1755 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 1952 do 1960 | | ○ | | |
| DHA1760 | <input type="checkbox"/> | 490 mm | NC : 1954 do 1960 | | ○ | | |
| DHA1765 | <input type="checkbox"/> | 500 mm | NC : 1956 do 1960 | | ◆ | | |
| DHA1770 | <input type="checkbox"/> | 510 mm | NC : 1958, 1960 | | ○ | | |
| DHA1775 | <input type="checkbox"/> | 520 mm | NC : 1960 | | ○ | | |
| DHA1780 | <input type="checkbox"/> | 530 mm | NC : koła 3" | | ○ | | |
| DHA1785 | <input type="checkbox"/> | 540 mm | NC : koła 3" i 4" | | ○ | | |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF) | | | | | | | |
| - WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI 0 <FSTF - RSTF < 70MM; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI 30 <FSTF - RSTF < 100MM | | | | | | | |
| DHA1815 | <input type="checkbox"/> | 390 mm | DHA1820 | <input type="checkbox"/> | 400 mm | NC : 6420, 6430 | ○ |
| DHA1825 | <input type="checkbox"/> | 410 mm | DHA1830 | <input type="checkbox"/> | 420 mm | NC : 6430 | ○ |
| DHA1835 | <input type="checkbox"/> | 430 mm | | | | ◆ | |
| DHA1840 | <input type="checkbox"/> | 440 mm | | | | ○ | |
| DHA1845 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | DHA1850 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | | ○ |
| DHA1855 | <input type="checkbox"/> | 470 mm | DHA1860 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 6410 | ○ |



Do każdego wózka w przypadku jego renowacji, radzimy całkowicie powtórzyć pomiar. Zmiana generacji wózka wiąże się ze zmianami wymiarów, a także ze zmianą opcji pozycjonowania według indywidualnych potrzeb użytkownika




RSTF / Rozmiar tylnych kół

24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm


| DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------|--------------------------|---|---------------|
| - WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 30 MM ; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 40 MM | | | | | | |
| DHA1924 | <input type="checkbox"/> | 320 mm | DHA1926 | <input type="checkbox"/> | 330 mm | NC : 1250 |
| DHA1928 | <input type="checkbox"/> | 340 mm | DHA1930 | <input type="checkbox"/> | 350 mm | NC : 1250 |
| DHA1932 | <input type="checkbox"/> | 360 mm | DHA1934 | <input type="checkbox"/> | 370 mm | NC : 1250 |
| DHA1936 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | | | Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 400MM | ○ |
| DHA1938 | <input type="checkbox"/> | 390 mm | | | Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 380MM | ○ |
| DHA1940 | <input type="checkbox"/> | 400 mm | DHA1942 | <input type="checkbox"/> | 410 mm | ○ |
| DHA1944 | <input type="checkbox"/> | 420 mm | | | | ○ |
| DHA1946 | <input type="checkbox"/> | 430 mm | | | | ◆ |
| DHA1948 | <input type="checkbox"/> | 440 mm | DHA1950 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | ○ |
| DHA1952 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | DHA1954 | <input type="checkbox"/> | 470 mm | ○ |
| DHA1956 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | DHA1958 | <input type="checkbox"/> | 490 mm | ○ |
| DHA1960 | <input type="checkbox"/> | 500 mm | | | | ○ |
| OPARCIE | | | | | | |
| DHA2140 | <input type="checkbox"/> | Regulowany kąt, składane, pozostaje w jednej pozycji (Soft Locking) podczas transferu | | | | ◆ |
| TAPICERKA OPARCIA | | | | | | |
| DHA2200 | <input type="checkbox"/> | Standardowa, lekka tapicerka | | | NC : BH < 330 mm, 2300 do 2357, 2430 | ◆ |
| DHA2220 | <input type="checkbox"/> | Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black | | | NC : 2300 do 2357 | 350,00 |
| DHA2230 | <input type="checkbox"/> | Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami | | | NC : 2300 do 2357 | 1200,00 |
| DHA2240 | <input type="checkbox"/> | Bez tapicerki oparcia - obowiązkowo w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrx | | | NC : 2430 | ○ |
| UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero | | | | | | |
| UHA2241 | <input type="checkbox"/> | NEON YELLOW | | | | 1150,00 |
| UHA2242 | <input type="checkbox"/> | NEON PINK | | | | 1150,00 |
| UHA2243 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | | | 1150,00 |
| UHA2244 | <input type="checkbox"/> | WHITE | | | | 1150,00 |
| UHA2245 | <input type="checkbox"/> | RED | | | | 1150,00 |
| UHA0002 | <input type="checkbox"/> | "Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. | | | | Na zamówienie |
| UNIQUE - TAPICERKA - HAFT - Tylko tapicerka Aero | | | | | | |
| UHA2246 | <input type="checkbox"/> | SMILEY | | | | 1150,00 |
| UHA2248 | <input type="checkbox"/> | TRAVELER | | | | 1150,00 |
| UHA2249 | <input type="checkbox"/> | SAKURA BEAUTY | | | | 1150,00 |
| UHA2250 | <input type="checkbox"/> | FANNY CACTUS | | | | 1150,00 |
| UHA2251 | <input type="checkbox"/> | KUSCHALL LOGO : Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. | | | | Na zamówienie |
| UHA0003 | <input type="checkbox"/> | "Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png . | | | | Na zamówienie |
| UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero | | | | | | |
| UHA2253 | <input type="checkbox"/> | SMILEY | | | | 500,00 |
| UHA2255 | <input type="checkbox"/> | TRAVELER | | | | 500,00 |
| UHA2256 | <input type="checkbox"/> | SAKURA BEAUTY | | | | 500,00 |
| UHA2257 | <input type="checkbox"/> | FANNY CACTUS | | | | 500,00 |
| UHA2259 | <input type="checkbox"/> | PAINT STAIN | | | | 500,00 |
| UHA0004 | <input type="checkbox"/> | "Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png . | | | | Na zamówienie |
| OPARCIA MATRX | | | | | | |
| DHA2300 | <input type="checkbox"/> | Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem | | | NC : 2370, 2372, 3480 | 4300,00 |
| DHA2305 | <input type="checkbox"/> | Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem | | | NC : 2370, 2372, 3480 | 4300,00 |
| DHA2310 | <input type="checkbox"/> | Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem | | | NC : 2370, 2372, 3480 | 4300,00 |
| DHA2315 | <input type="checkbox"/> | Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem | | | NC : 2370, 2372, 3480 | 4300,00 |
| DHA2316 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | | | NC : 3480 | 3300,00 |
| DHA2317 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | | | NC : 3480 | 3300,00 |
| DHA2318 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | | | NC : 3480 | 3300,00 |
| DHA2320 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | | | NC : 3480 | 3300,00 |

User's LLL must be measured taking away the cushion thickness



LLL = LLL patient - Seat cushion

LL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki
LLL= LLL użytkownika - poduszka































2300, 2305, 2310, 2315

MX2: o tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2316 do 2331

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--|-------|---|
| DHA2322 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 |  2332 do 2357 | | |
| DHA2325 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2330 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2331 | <input type="checkbox"/> | Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2332 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2334 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2335 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2340 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2345 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2350 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2355 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| DHA2357 | <input type="checkbox"/> | Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym | NC : 3480 | 3300,00 | | | |
| WYBÓR SZEROKOŚCI OPARCIA MATRX | | | | |  2430 | | |
| DHA2360 | <input type="checkbox"/> | 360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm | | ○ | | | |
| DHA2362 | <input type="checkbox"/> | 380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm | | ○ | | | |
| DHA2364 | <input type="checkbox"/> | 410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm | | ○ | | | |
| DHA2366 | <input type="checkbox"/> | 430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm | | ○ | | | |
| DHA2368 | <input type="checkbox"/> | 460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm | | ○ | | | |
| DHA2370 | <input type="checkbox"/> | 480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm | | ○ | | | |
| DHA2372 | <input type="checkbox"/> | 510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm | | ○ | | | |
| RĄCZKI | | | | |  2450 | | |
| DHA2400 | <input type="checkbox"/> | Bez rączek | NC : BH < 330 mm | ○ | | | |
| DHA2410 | <input type="checkbox"/> | Rączki krótkie, stałe, mini | | ○ | | | |
| DHA2420 | <input type="checkbox"/> | Rączki długie, stałe | | ◆ | | | |
| DHA2430 | <input type="checkbox"/> | Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu | NC : 3480 | 1000,00 | | | |
| DHA2440 | <input type="checkbox"/> | Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane | | 1200,00 | | | |
| DHA2450 | <input type="checkbox"/> | Rączki składane | | 1000,00 | | | |
| KĄT OPARCIA (BA) | | | | |  Kąt oparcia BA | | |
| DHA2510 | <input type="checkbox"/> | 76° | DHA2570 | <input type="checkbox"/> | | 89,5° | ○ |
| DHA2530 | <input type="checkbox"/> | 80,5° | DHA2590 | <input type="checkbox"/> | | 94° | ○ |
| DHA2550 | <input type="checkbox"/> | 85° | | | | | ◆ |
| TAPICERKA SIEDZISKA | | | | |  2600 | | |
| DHA2600 | <input type="checkbox"/> | Standardowa | | ◆ | | | |
| UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA | | | | | | | |
| UHA2602 | <input type="checkbox"/> | NEON YELLOW | | 750,00 | | | |
| UHA2603 | <input type="checkbox"/> | NEON PINK | | 750,00 | | | |
| UHA2604 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | 750,00 | | | |
| UHA2605 | <input type="checkbox"/> | WHITE | | 750,00 | | | |
| UHA2606 | <input type="checkbox"/> | RED | | 750,00 | | | |
| UHA0005 | <input type="checkbox"/> | „Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta | | Na zamówienie | | | |
| PODUSZKA I JEJ OPCJE | | | | |  2700 | | |
| Poduszki | | | | | | | |
| DHA2700 | <input type="checkbox"/> | STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 500,00 | | | |
| DHA2710 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA FLO-TECH LITE | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 550,00 | | | |
| DHA2720 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA MATRX LIBRA czarnym, miękkim pokrowcem - NIEMOŻLIWE Z SD < 400 mm ; SW 360 mm MOŻLIWE TYLKO Z SD 400/420 mm | NC: Głębokość < do 400 mm, szerokość 360 mm możliwe tylko z głębokością 400 i 420 mm | 1400,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---------|---|--|--|
| DHA2740 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 350,00 |  | 2720 | |
| DHA2742 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 300,00 |  | 2740/2742 2744 / 2746 | |
| DHA2744 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 300,00 |  | 2748 | |
| DHA2746 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm - ONLY FOR USERS WEIGHTING UP TO 100 KG | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 350,00 |  | 2800 | |
| DHA2748 | <input type="checkbox"/> | PODUSZKA CONTOUR VISCO NG | NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 | 350,00 | | | |
| OPCJE SIEDZISKA | | | | | | | |
| DHA2800 | <input type="checkbox"/> | Saszetka pod siedziskiem, odpinana, na klipsach, (ma klipsy mocujące) (7010) | | 400,00 |  | 2810 | |
| AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA | | | | | | | |
| DHA2810 | <input type="checkbox"/> | WOREK Z PŁYNEM (PARA) | | 450,00 |  | 2820 | |
| DHA2820 | <input type="checkbox"/> | KLIN STOŻKOWY (PARA) | | 200,00 |  | 2830 | |
| DHA2830 | <input type="checkbox"/> | KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE | | 200,00 |  | 2840 | |
| DHA2840 | <input type="checkbox"/> | KLIN BOCZNY | | 200,00 |  | 2850 | |
| DHA2850 | <input type="checkbox"/> | KLIN PRZEDNI | | 250,00 | | | |
| USZTYWNIENIE SIEDZISKA | | | | | | | |
| DHA2860 | <input type="checkbox"/> | USZTYWNIENIE SIEDZISKA | Obowiązkowo: (wybierz poduszkę siedziska) | 300,00 |  | 2860 | |
| PODNÓŻEK | | | | | | | |
| Płyta podnóżka / SW: rama prosta / wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360mm; z ramą przywiedzioną: wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy dla SW: 360 mm - 400 mm | | | | | | | |
| DHA3240 | <input type="checkbox"/> | Podnoszona płyta podnóżka, regulowany kąt, ustawiona z przodu | | |  | 3240 | |
| PAS POD ŁYDKI | | | | | | | |
| DHA3320 | <input type="checkbox"/> | Montowany na podparciu | | |  | ○ | |
| DHA3330 | <input type="checkbox"/> | Montowany na ramie | | |  | ◆ | |
| BOCZKI | | | | | | | |
| BOCZKI / BŁOTNIKI | | | | | | | |
| DHA3405 | <input type="checkbox"/> | Karbonowe osłony boczne, odchylane Economy | NC: 6430 | |  | | |
| DHA3420 | <input type="checkbox"/> | Karbonowe osłony boczne, odchylane | | |  | ◆ | |
| DHA3430 | <input type="checkbox"/> | Karbonowe błotniki, stałe | NC : 3490 | 1000,00 | | | |
| DHA3440 | <input type="checkbox"/> | Karbonowe błotniki, zdejmowane | NC : 3490 | 1550,00 | | 3440 | |
| UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - tylko dla osłon bocznych, odchylanych Economy | | | | | | | |
| UHA3422 | <input type="checkbox"/> | TRANSPARENT | | 2850,00 | | | |
| UHA3423 | <input type="checkbox"/> | TRANSPARENT BLUE | | 2850,00 | | | |
| UHA3424 | <input type="checkbox"/> | NEON YELLOW | | 2850,00 | | | |
| UHA3425 | <input type="checkbox"/> | NEON ORANGE | | 2850,00 | | | |
| UHA3426 | <input type="checkbox"/> | NEON RED | | 2850,00 | | | |
| UHA0006 | <input type="checkbox"/> | Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta | | | | Na zamówienie | |
| UHA0007 | <input type="checkbox"/> | Twój spersonalizowany design": <i>Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - prześlij żądany projekt w formacie .ai, .pdf lub .eps</i> | | | | Na zamówienie | |
| PODŁOKIETNIKI | | | | | | | |
| DHA3480 | <input type="checkbox"/> | Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyścielany | | 1200,00 |  | 3480 | |
| DHA3490 | <input type="checkbox"/> | Podłokietnik z regulacją wysokości krótki (T-Arm), bez blokady, | | 1150,00 |  | 3490 | |
| KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA | | | | | | | |
| KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA | | | | | | | |
| DHA4000 | <input type="checkbox"/> | Space Black (Ral 9005) | | |  | ○ | |
| DHA4010 | <input type="checkbox"/> | Anthracite Grey (Ral 7016) | | |  | ○ | |
| DHA4020 | <input type="checkbox"/> | Pure White (Ral 9016) | NC : 4220 | |  | ○ | |
| DHA4030 | <input type="checkbox"/> | Carmine Red (Ral 3002) | | |  | ○ | |
| DHA4040 | <input type="checkbox"/> | Azure Blue (Ral 5017) | | |  | ○ | |
| DHA4060 | <input type="checkbox"/> | Flashy Yellow (Ral 1016) | | 1000,00 | | | |
| DHA4070 | <input type="checkbox"/> | Atomic Violet - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral | | 1000,00 | | | |
| DHA4100 | <input type="checkbox"/> | Black Glossy (Ral 9005) | | 1000,00 | | | |
| | | | | | | DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|---------------|
| DHA4130 | <input type="checkbox"/> | Silver Grey (Ral 9006) | | 1000,00 |
| DHA4140 | <input type="checkbox"/> | Royal Blue - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral | | 1000,00 |
| DHA4150 | <input type="checkbox"/> | Ruby Red (Ral 3003) | | 1000,00 |
| DHA4170 | <input type="checkbox"/> | Dynamite Orange - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral | | 1000,00 |
| DHA4180 | <input type="checkbox"/> | Forest Green (Ral 6029) | | 1000,00 |
| UHA4101 | <input type="checkbox"/> | DIAMOND SILVER | | 3300,00 |
| UHA4102 | <input type="checkbox"/> | PASTEL GREEN | | 3300,00 |
| UHA4103 | <input type="checkbox"/> | SKY BLUE | | 3300,00 |
| UHA4104 | <input type="checkbox"/> | PLUM PURPLE | | 3300,00 |
| UHA4105 | <input type="checkbox"/> | SALMON | | 3300,00 |
| UHA0008 | <input type="checkbox"/> | - Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. -GDZIE -- Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać nr RAL | | 2200,00 |
| WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ | | | | |
| UHA4066 | <input type="checkbox"/> | WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UHA****) | | 2600,00 |
| STYLE | | | | |
| DHA4190 | <input type="checkbox"/> | Bold | NC : 4300, 4310 | 300,00 |
| DHA4195 | <input type="checkbox"/> | Tag | NC : 4200 do 4250 | ◆ |
| KOLORY W STYLU BOLD | | | | |
| DHA4200 | <input type="checkbox"/> | BLACK | | ○ |
| DHA4210 | <input type="checkbox"/> | DARK GREY | | ○ |
| DHA4220 | <input type="checkbox"/> | LIGHT GREY | | ○ |
| DHA4230 | <input type="checkbox"/> | RED | | ○ |
| DHA4240 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | ○ |
| DHA4250 | <input type="checkbox"/> | GOLD | | ○ |
| UHA4252 | <input type="checkbox"/> | NEON YELLOW | | 950,00, |
| UHA4253 | <input type="checkbox"/> | NEON GREEN | | 950,00 |
| UHA4254 | <input type="checkbox"/> | NEON ORANGE | | 950,00 |
| UHA4255 | <input type="checkbox"/> | NEON PUNK | | 950,00 |
| UHA4256 | <input type="checkbox"/> | NEON RED | | 950,00 |
| UHA0009 | <input type="checkbox"/> | „Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta | | Na zamówienie |
| KOLORY W STYLU TAG | | | | |
| DHA4300 | <input type="checkbox"/> | BLACK | | ○ |
| DHA4310 | <input type="checkbox"/> | RED | | ○ |
| KOŁA PRZEDNIE | | | | |
| DHA5000 | <input type="checkbox"/> | 3" SUPERSPORT | | ○ |
| DHA5050 | <input type="checkbox"/> | 4" EVERYDAY, czarna opona | | ○ |
| DHA5100 | <input type="checkbox"/> | 4" COMFORT, czarna opona | | ○ |
| DHA5150 | <input type="checkbox"/> | 4" STAREC, czarna opona i czarna piasta | | 350,00 |
| DHA5150 | <input type="checkbox"/> | 4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta | | 550,00 |
| DHA5250 | <input type="checkbox"/> | 4" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta | | 550,00 |
| DHA5300 | <input type="checkbox"/> | 5" EVERYDAY, czarna opona | | ○ |
| DHA5350 | <input type="checkbox"/> | 5" COMFORT, czarna opona | | ◆ |
| DHA5400 | <input type="checkbox"/> | 5" STAREC, czarna opona i czarna piasta | | 500,00 |
| DHA5450 | <input type="checkbox"/> | 5" FROGLEGS FRONT, czarna opona i czarna piasta | | 700,00 |
| DHA5500 | <input type="checkbox"/> | 5" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta | | 700,00 |
| UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS | | | | |
| UHA5502 | <input type="checkbox"/> | PINK | | 1100,00 |
| UHA5504 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | 1100,00 |
| UHA5506 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | 1100,00 |
| UHA5507 | <input type="checkbox"/> | VIOLET | | 1100,00 |
| UHA5508 | <input type="checkbox"/> | RED | | 1150,00 |
| UHA5509 | <input type="checkbox"/> | GOLD | | 1150,00 |
| UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE | | | | |
| UHA5510 | <input type="checkbox"/> | ŁOŻYSKO CERAMICZNE | | 1700,00 |
| POZYCJA KÓŁ TYLNYCH | | | | |
| DHA6100 | <input type="checkbox"/> | 1 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6110 | <input type="checkbox"/> | 2 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6120 | <input type="checkbox"/> | 3 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6130 | <input type="checkbox"/> | 4 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6140 | <input type="checkbox"/> | 5 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6150 | <input type="checkbox"/> | 6 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6160 | <input type="checkbox"/> | 7 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6170 | <input type="checkbox"/> | 8 pozycja z przodu | | ○ |
| DHA6180 | <input type="checkbox"/> | 9 pozycja z przodu | | ○ |



TAG

TAG



BOLD



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



| SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRAE | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---------------------------------|---------|
| DHA6300 | <input type="checkbox"/> | TETRA-CLIP | NC : 6550, 6950 | 650,00 | |
| ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH | | | | | |
| DHA6410 | <input type="checkbox"/> | 24" | | ◆ | |
| DHA6420 | <input type="checkbox"/> | 25" | NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 | ○ | |
| DHA6430 | <input type="checkbox"/> | 26" | NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 | 2400,00 | |
| RODZAJ KÓŁ TYLNYCH | | | | | |
| DHA6500 | <input type="checkbox"/> | 24" ACTIVE WHEELS (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy z aluminiowymi ciągami i lekkimi, szarymi oponami) | 24" | NC: Wszystkie ciagi, 6900, 6910 | ◆ |
| DHA6510 | <input type="checkbox"/> | KUSCHALL STAREC HUB (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy) | 24", 26" | | ○ |
| DHA6520 | <input type="checkbox"/> | HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy) | 24", 25" | NC : 6660 | 2450,00 |
| DHA6550 | <input type="checkbox"/> | SPINERGY LXX (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy) | 24", 25" | NC : 6660, 6910 | 3550,00 |
| UHA6551 | <input type="checkbox"/> | SPINERGY LITE EXTREME LX - 680g na koło | 24", 25" | | 5300,00 |
| UHA6552 | <input type="checkbox"/> | SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX - 660g na koło | 24", 25" | | 5550,00 |
| UHA6553 | <input type="checkbox"/> | SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - 757g na koło | 24", 25" | | 5900,00 |
| UHA6554 | <input type="checkbox"/> | SPINERGY CARBON FIBER CLX - 570g na koło | 24", 25" | | 6700,00 |
| UNIQUE - KOLORY CIĄGÓW ANODOWANE | | | | | |
| UHA6557 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | | 600,00 |
| UHA6558 | <input type="checkbox"/> | GOLD | | | 600,00 |
| UHA6559 | <input type="checkbox"/> | GREEN | | | 600,00 |
| UHA6560 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | | 600,00 |
| UHA6561 | <input type="checkbox"/> | RED | | | 600,00 |
| UHA6562 | <input type="checkbox"/> | VIOLET | | | 600,00 |
| UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE | | | | | |
| UHA6563 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | | 600,00 |
| UHA6564 | <input type="checkbox"/> | GOLD | | | 600,00 |
| UHA6565 | <input type="checkbox"/> | SILVER GREY (RAL 9006) | | | 600,00 |
| UHA6566 | <input type="checkbox"/> | GREEN | | | 600,00 |
| UHA6567 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | | 600,00 |
| UHA6568 | <input type="checkbox"/> | RED | | | 600,00 |
| UHA6569 | <input type="checkbox"/> | VIOLET | | | 600,00 |
| UNIQUE - KOLORY SZPRYCH | | | | | |
| UHA6570 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | | 600,00 |
| UHA6571 | <input type="checkbox"/> | GREEN | | | 600,00 |
| UHA6572 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | | 600,00 |
| UHA6573 | <input type="checkbox"/> | PINK | | | 600,00 |
| UHA6574 | <input type="checkbox"/> | RED | | | 600,00 |
| UHA6575 | <input type="checkbox"/> | VIOLET | | | 600,00 |
| UHA6576 | <input type="checkbox"/> | WHITE | | | 600,00 |
| UHA6577 | <input type="checkbox"/> | YELLOW | | | 600,00 |
| UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE | | | | | |
| UHA6579 | <input type="checkbox"/> | ŁOŻYSKO CERAMICZNE | | | 1300,00 |



6300

| OPONY KÓŁ TYLNYCH | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---------|
| DHA6600 | <input type="checkbox"/> | MAXXIS LITE GUARD opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki) | 24" | ◆ |
| DHA6625 | <input type="checkbox"/> | MAXXIS ALPHA PROTECT opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki) | 24" | 300,00 |
| DHA6630 | <input type="checkbox"/> | MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki) | 24" | 300,00 |
| DHA6660 | <input type="checkbox"/> | OPONY PEŁNE, CZARNE | 24" NC : 7230 | 300,00 |
| CIĄGI | | | | |
| DHA6700 | <input type="checkbox"/> | ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3cm, REGULOWANE 4cm | 24", 26" | 650,00 |
| DHA6710 | <input type="checkbox"/> | STALOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm | 24", 26" | 500,00 |
| DHA6720 | <input type="checkbox"/> | TITANIUM, ODL. 3 cm REGULOWANE 4cm | 24" | 1300,00 |
| DHA6740 | <input type="checkbox"/> | CARBOLIFE GEKKO, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm | 24", 25" | 1700,00 |
| DHA6750 | <input type="checkbox"/> | CARBOLIFE GEKKO S, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4cm | 24", 25" | 1700,00 |
| DHA6760 | <input type="checkbox"/> | CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm | 24" | 1300,00 |
| DHA6770 | <input type="checkbox"/> | CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4cm | 24" | 100,00 |
| DHA6780 | <input type="checkbox"/> | LIGHT ALU, SZARE, ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm | 24", 25", 26" | ◆ |
| DHA6790 | <input type="checkbox"/> | LIGHT ALU, CZARNE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4 cm | 24", 25", 26" | ○ |
| CAMBER KÓŁ TYLNYCH | | | | |
| DHA6820 | <input type="checkbox"/> | 0° | | ◆ |
| DHA6830 | <input type="checkbox"/> | 1° | | ○ |
| DHA6840 | <input type="checkbox"/> | 3° | NC : 7230 | ○ |
| OSŁONY SZPRYCH | | | | |
| DHA6900 | <input type="checkbox"/> | Przezroczyste | 24", 26" | 900,00 |
| DHA6910 | <input type="checkbox"/> | Czarne | 24", 26" | 2600,00 |
| ZESTAW DODATKOWY ALBER | | | | |
| DHA6950 | <input type="checkbox"/> | Płyta adaptera E-MOTION & TWION zawiera 2 antytipery ALBER | Tylko z kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200 | 2600,00 |
| Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem. | | | | |
| Klipsy mocujące | | | | |
| DHA7000 | <input type="checkbox"/> | Pasek mocujący | | ○ |
| DHA7010 | <input type="checkbox"/> | Klips mocujący - utrzymuje ramę w pozycji złożonej | | ◆ |
| POMOC W ROZKŁADANIU | | | | |
| DHA7100 | <input type="checkbox"/> | Pomoc w rozkładaniu - linka do rozkładania wózka z przodu | | ◆ |
| UNIQUE - PERSONALIZACJA | | | | |
| UHA6960 | <input type="checkbox"/> | UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK | NEW | 1350,00 |
| UHA6961 | <input type="checkbox"/> | UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780) | | 1900,00 |
| UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE | | | | |
| UHA6963 | <input type="checkbox"/> | RED | | ○ |
| UHA6964 | <input type="checkbox"/> | VIOLET | | ○ |
| UHA6965 | <input type="checkbox"/> | COPPER | | ○ |
| UHA6966 | <input type="checkbox"/> | GREEN | NEW | ○ |
| UHA6967 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | ○ |
| UHA6968 | <input type="checkbox"/> | GOLD | | ○ |
| UHA6969 | <input type="checkbox"/> | CHAMPAGNE | | ○ |
| UHA6970 | <input type="checkbox"/> | PINK | | ○ |
| UHA6971 | <input type="checkbox"/> | BLUE | | ○ |
| UHA6972 | <input type="checkbox"/> | POLY MIRROR FINISH | | ○ |



6700 6710



6720



6740





6790 6760



7010

| HAMULCE | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| DHA7200 | <input type="checkbox"/> | Hamulce do ciągnięcia | ○ |
| DHA7210 | <input type="checkbox"/> | Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią | ◆ |
| DHA7220 | <input type="checkbox"/> | Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią | ○ |
| DHA7230 | <input type="checkbox"/> | Hamulce PERFORMANCE | NC : 7300, 7810, 7820, 7830 |
| DHA7250 | <input type="checkbox"/> | Hamulce ACTIVE | 700,00 |
| PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA | | | |
| DHA7300 | <input type="checkbox"/> | w hamulcach z prostą dźwignią | 350,00 |
| OPCJE BEZPIECZEŃSTWA | | | |
| Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytiper, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe | | | |
| ANTYTIPER | | | |
| DHA7500 | <input type="checkbox"/> | Antytiper prawy | NC : 8300 |
| DHA7510 | <input type="checkbox"/> | Antytiper lewy | NC : 8300 |
| DHA7520 | <input type="checkbox"/> | Antytiper po obu stronach | 1200,00 |
| PASY | | | |
| DHA7800 | <input type="checkbox"/> | Standardowy pas siedziska - klamra plastikowa | 200,00 |
| DHA7810 | <input type="checkbox"/> | Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem | 1000,00 |
| DHA7820 | <input type="checkbox"/> | Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, średni, płaski z zatrzaskiem rehabilitacyjnym | 1000,00 |
| DHA7830 | <input type="checkbox"/> | Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym | 1000,00 |
| ŚWIATŁA ODBLASKOWE | | | |
| DHA7900 | <input type="checkbox"/> | Zamontowane na kołach (odblaski na kołach) | 100,00 |
| OPCJE DODATKOWE | | | |
| OCHRONA RAMY | | | |
| DHA8010 | <input type="checkbox"/> | Ochroniacze przedniej części ramy; (para) - odpinane, na opaskach) | 100,00 |
| WSPORNIK PRZECHYŁU | | | |
| DHA8100 | <input type="checkbox"/> | Wspornik przechyłu - prawy | 300,00 |
| UCHWYT NA KULE; maks. 2 ADAPTACJE NA STRONĘ = ANTYTIPER , UCHWYT NA KULE, KÓŁKA TRANZYTOWE) | | | |
| DHA8200 | <input type="checkbox"/> | UCHWYT NA KULE, PRAWY | 300,00 |
| UCHWYT NA KULE, PRAWY, | | | |
| DHA8300 | <input type="checkbox"/> | KÓŁKA TRANZYTOWE 3" TYLKO W POŁĄCZENIU Z ANTYTIPERAMI PO OBU STRONACH (DHA7520) | 1400,00 |
| INNE | | | |
| DHA8500 | <input type="checkbox"/> | Pompka - nowość | 150,00 |
| DHA8550 | <input type="checkbox"/> | Zestaw narzędzi | 100,00 |
| DHA8680 | <input type="checkbox"/> | KOŁA 24" MOUNTAIN BIKE Z TORBĄ I OPONAMI I Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOSZŁĄCZKACH | 3000,00 |
| DHA8700 | <input type="checkbox"/> | Torba podróżna Bodypoint na Champion | 2000,00 |
| DHA8650 | <input type="checkbox"/> | Torba na koła (22", 24", 25", 26") | 300,00 |
| DHA8750 | <input type="checkbox"/> | Torba podróżna na Champion z opcją SK (składana przednia część ramy) | 2300,00 |
| DHA8800 | <input type="checkbox"/> | Pasek na łydki BODYPOINT | 500,00 |
| DHA8850 | <input type="checkbox"/> | Torba podróżna BODYPOINT | 500,00 |



7810 / 7820 / 7830



8550



8680



8700

| FRAME TYPE AND ANGLE, DIFFERENCE BETWEEN FSTF AND RSTF, FOOTPLATE MOUNTING, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE | | | | | | | | | | | | | | FRAME TYPE AND ANGLE, FSTF, FRAME LENGTH, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----|----|----------|----|----|---------------------------|----|----|----------|----|----|---|---------------|----|----|----------|----|----|---------------|----|----|----------|----|-----------|-----------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Difference between FSTF and RSTF) | FOOTPLATE SET TO THE FRONT | | | | | | FOOTPLATE SET TO THE REAR | | | | | | FSTF | Long frame | | | | | | Short frame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | | | SD340 - ST380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - ST380 | | | SD ≥ 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75° Frame | 0 mm | | | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | Frame 75° | 540 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° Frame | 30 mm | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Frame 90° | 540 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 mm | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 530 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 mm | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 mm | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 mm | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 mm | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

There is no conflict if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100 mm"

| MATRX BACKRESTS WIDTH AVAILABLE RANGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SEAT WIDTH | Matrx Elite E2 / Elite E2 Deep backrest width choice (mm) | | | | | | | Matrx MX2 backrest width choice (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| Ramps | | | | | |
|---------|--------------------------|---|--|---------|---|
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg | | 8200,00 |  |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg | | 1900,00 |  |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg | | 3700,00 |  |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig 300 kg | | 2000,00 |  |

Tabela 1- Rodzaj i kąt ramy, różnica między FSTF i RSTF, montaż płyty podnóżka, głębokość siedziska, rozmiar przednich kół - FSTF (SD340-SD380, SD ≥ 400), RSTF(SD340-SD380, SD ≥ 400), różnica między FSTF i RSTF, RAMA 90° i 75°
*Nie ma konfliktów, jeśli LLL jest mniejsze niż „FSTF minus 100 mm”

Tabela 2 -Rodzaj i kąt ramy, FSTF, długość ramy, głębokość siedziska, rozmiar kół przednich
-Rama długa (SD340-SD380, SD ≥ 400), r-
Rama krótka (SD340-SD380, SD ≥ 400),FSTF,
RAMA 90° i 75°

Tabela 3 - Dostępna gama szerokości oparc MATRX (ELITE E2/ ELITE DEEP2, MX2)