

Küschall Champion

Aktywny, składany wózek manualny
z nożycowym mechanizmem składania



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator,
które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć
swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Wyposażenie standardowe

Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN
DHA0031	<input type="checkbox"/> küschall® Champion®		16950,00
SPECJALNA KONSTRUKCJA			
DHA0000	<input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie
UHA0001	<input type="checkbox"/> UNIQUE - Personalizacja		Na zamówienie
PAKIET POZYCJONUJĄCY			
DHA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwośluzowy Libra/MX2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx MX2 (DHA2300 do DHA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA 7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	5600,00 Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł
DHA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwośluzowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx Elite/Elite Deep E2 (DHA2320-Dha2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	4200,00 Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł
SIEDZISKO			
RAMA			
DHA1150	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°	NC : 1350	◆
DHA1160	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°	NC : 1350	○
DHA1170	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○
DHA1180	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○
OPCJE RAMY			
DHA1250	<input type="checkbox"/> Champion Opcja SK: składana przednia część ramy - niemożliwe z ramą przywiedzioną	NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700	2800,00
UNIQUE - SPAWANA RAMA - CHAMPION SL			
UHA1260	<input type="checkbox"/> CHAMPION SL: SPAWANY, NIEREGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI I WSPORNIKI WIDELCA		2700,00



SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)							
DHA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000		○		
DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000		○		
DHA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744		○		
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372		○		
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742		○		
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744		○		
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm (tylko z ramą przywiedzioną)	NC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744		○		
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)							
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830		○		
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830		○		
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2720, 2744		○		
DHA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2744		◆		
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm			○		
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2740, 2742		○		
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744		○		
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○		
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH) DLA OPARĆ MATRIX: OKREŚLA WYŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ RĄCZEK							
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400		○		
DHA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400		○		
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357		○		
DHA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2330, 2331, 2355, 2357		○		
DHA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm			○		
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm			◆		
DHA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm			○		
DHA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm			○		
DHA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	DHA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	○	
DHA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	○	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1 i 2							
DHA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 1946 do 1960		○		
DHA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1948 do 1960		○		
DHA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm	NC : 1950 do 1960		○		
DHA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 1952 do 1960		○		
DHA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 1954 do 1960		○		
DHA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 1956 do 1960		◆		
DHA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 1958, 1960		○		
DHA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm	NC : 1960		○		
DHA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : koła 3"		○		
DHA1785	<input type="checkbox"/>	540 mm	NC : koła 3" i 4"		○		
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI 0 <FSTF - RSTF < 70MM; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI 30 <FSTF - RSTF < 100MM							
DHA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DHA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	○
DHA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	DHA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 6430	○
DHA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	
DHA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm				○	
DHA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
DHA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	DHA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 6410	○









Do każdego wózka w przypadku jego renowacji, radzimy całkowicie powtórzyć pomiar. Zmiana generacji wózka wiąże się ze zmianami wymiarów, a także ze zmianą opcji pozycjonowania według indywidualnych potrzeb użytkownika



















RSTF / Rozmiar tylnych kół

24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL)							<p>User's LLL must be measured taking away the cushion thickness</p> <p>LL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki LLL = LLL użytkownika - poduszka</p>	
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 30 MM ; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 40 MM								
DHA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DHA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 1250		○
DHA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DHA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1250		○
DHA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DHA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 1250		○
DHA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm			Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 400MM	○		
DHA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm			Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 380MM	○		
DHA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DHA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm	○		
DHA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm				○		
DHA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆		
DHA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DHA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm	○		
DHA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DHA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm	○		
DHA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DHA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm	○		
DHA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm				○		
OPARCIE								
DHA2140	<input type="checkbox"/>	Regulowany kąt, składane, pozostaje w jednej pozycji (Soft Locking) podczas transferu					◆	
TAPICERKA OPARCIA								
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka			NC : BH < 330 mm, 2300 do 2357, 2430	◆		
DHA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black			NC : 2300 do 2357	0		
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami			NC : 2300 do 2357	1200,00		
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowo w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrx			NC : 2430	○		
UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero								
UHA2241	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW					450,00	
UHA2242	<input type="checkbox"/>	NEON PINK					450,00	
UHA2243	<input type="checkbox"/>	BLUE					450,00	
UHA2244	<input type="checkbox"/>	WHITE					450,00	
UHA2245	<input type="checkbox"/>	RED					450,00	
UHA0002	<input type="checkbox"/>	"Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.					Na zamówienie	
UNIQUE - TAPICERKA - HAFT - Tylko tapicerka Aero								
UHA2246	<input type="checkbox"/>	SMILEY					950,00	
UHA2248	<input type="checkbox"/>	TRAVELER					950,00	
UHA2249	<input type="checkbox"/>	SAKURA BEAUTY					950,00	
UHA2250	<input type="checkbox"/>	FANNY CACTUS					950,00	
UHA2251	<input type="checkbox"/>	KUSCHALL LOGO : Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.					Na zamówienie	
UHA0003	<input type="checkbox"/>	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .					Na zamówienie	
UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero								
UHA2253	<input type="checkbox"/>	SMILEY					550,00	
UHA2255	<input type="checkbox"/>	TRAVELER					550,00	
UHA2256	<input type="checkbox"/>	SAKURA BEAUTY					550,00	
UHA2257	<input type="checkbox"/>	FANNY CACTUS					550,00	
UHA2259	<input type="checkbox"/>	PAINT STAIN					550,00	
UHA0004	<input type="checkbox"/>	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .					Na zamówienie	
OPARCIA MATRX								
DHA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4300,00	<p>2300, 2305, 2310, 2315</p> <p>MX2: o tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!</p>	
DHA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4300,00		
DHA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4300,00		
DHA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372, 3480	4300,00		
DHA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	3300,00		
DHA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	3300,00	<p>2316 do 2331</p>	
DHA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	3300,00		
DHA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini			NC : 3480	3300,00		

DHA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00	 2332 do 2357			
DHA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
DHA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
DHA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
DHA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
WYBÓR SZEROKOŚCI OPARCIA MATRX					 2430			
DHA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		<input type="radio"/>				
DHA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		<input type="radio"/>				
DHA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		<input type="radio"/>				
DHA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		<input type="radio"/>				
DHA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		<input type="radio"/>				
DHA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		<input type="radio"/>				
DHA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		<input type="radio"/>				
RĄCZKI					 2450			
DHA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek	NC : BH < 330 mm	<input type="radio"/>				
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe, mini		<input type="radio"/>				
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		<input type="checkbox"/>				
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 3480	1000,00				
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1200,00				
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane		1000,00				
KĄT OPARCIA (BA)					 Kąt oparcia BA			
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°	DHA2570	<input type="checkbox"/>		89,5°	<input type="radio"/>	
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80,5°	DHA2590	<input type="checkbox"/>		94°	<input type="radio"/>	
DHA2550	<input type="checkbox"/>	85°					<input type="checkbox"/>	
TAPICERKA SIEDZISKA					 2600			
DHA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa, z jednym rzepem po środku	<input type="checkbox"/>	DHA2601		<input type="checkbox"/>	Standardowa, z dwoma dodatkowymi rzepami po bokach	200,00
UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA								
UHA2602	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW						450,00
UHA2603	<input type="checkbox"/>	NEON PINK						450,00
UHA2604	<input type="checkbox"/>	BLUE						450,00
UHA2605	<input type="checkbox"/>	WHITE						450,00
UHA2606	<input type="checkbox"/>	RED						450,00
UHA0005	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta					Na zamówienie	
PODUSZKA I JEJ OPCJE					 2700 2710			
Poduszki								
DHA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00				
DHA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	950,00				
DHA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA czarnym, miękkim pokrowcem - NIEMOŻLIWE Z SD < 400 mm ; SW 360 mm MOŻLIWE TYLKO Z SD 400/420 mm	NC: Głębokość < do 400 mm, szerokość 360 mm możliwe tylko z głębokością 400 i 420 mm	1350,00				

DHA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2720
DHA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	 2740/2742 2744 / 2746
DHA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	 2748
DHA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm - ONLY FOR USERS WEIGHTING UP TO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2800
DHA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2800
OPCJE SIEDZISKA					
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Saszetka pod siedziskiem, odpinana, na klipsach, (ma klipsy mocujące) (7010)		400,00	 2810  2820
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA					
DHA2810	<input type="checkbox"/>	WOREK Z PŁYNEM (PARA)		450,00	 2830
DHA2820	<input type="checkbox"/>	KLIN STOŻKOWY (PARA)		200,00	 2840
DHA2830	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE		200,00	 2850
DHA2840	<input type="checkbox"/>	KLIN BOCZNY		200,00	 2860
DHA2850	<input type="checkbox"/>	KLIN PRZEDNI		250,00	
USZTYWNIENIE SIEDZISKA					
DHA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	Obowiązkowo: (wybierz poduszkę siedziska)	300,00	 2860
PODNOŻEK					
Płyta podnóżka / SW: rama prosta / wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360mm; z ramą przywiedzioną: wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy dla SW: 360 mm - 400 mm					 3240
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Podnoszona płyta podnóżka, regulowany kąt, ustawiona z przodu		◆	
PAS POD ŁYDKI					
DHA3320	<input type="checkbox"/>	Montowany na podparciu		○	
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Montowany na ramie		◆	
BOCZKI					
BOCZKI / BŁOTNIKI					
DHA3405	<input type="checkbox"/>	Karbonowe osłony boczne, odchylane Economy	NC: 6430		 3440
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Karbonowe osłony boczne, odchylane		◆	
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, stałe	NC : 3490	1000,00	
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, zdejmowane	NC : 3490	1400,00	
UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - tylko dla osłon bocznych, odchylanych Economy					
UHA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT		2200,00	
UHA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT BLUE		3150,00	
UHA3424	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		3150,00	
UHA3425	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		3150,00	
UHA3426	<input type="checkbox"/>	NEON RED		3150,00	
UHA0006	<input type="checkbox"/>	Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie	
UHA0007	<input type="checkbox"/>	Twój spersonalizowany design": <i>Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - prześlij żądany projekt w formacie .ai, .pdf lub .eps</i>		Na zamówienie	 3480
PODŁOKIETNIKI					
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyścielany		1200,00	 3490
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości krótki (T-Arm), bez blokady,		1150,00	
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA					
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA					
DHA4000	<input type="checkbox"/>	Space Black (Ral 9005)		○	DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI
DHA4010	<input type="checkbox"/>	Anthracite Grey (Ral 7016)		○	
DHA4020	<input type="checkbox"/>	Pure White (Ral 9016)	NC : 4220	○	
DHA4030	<input type="checkbox"/>	Carmine Red (Ral 3002)		○	
DHA4040	<input type="checkbox"/>	Azure Blue (Ral 5017)		○	
DHA4060	<input type="checkbox"/>	Flashy Yellow (Ral 1016)		950,00	
DHA4070	<input type="checkbox"/>	Atomic Violet - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral		Na zamówienie	
DHA4100	<input type="checkbox"/>	Black Glossy (Ral 9005)		950,00	

DHA4130	<input type="checkbox"/>	Silver Grey (Ral 9006)		950,00
DHA4145	<input type="checkbox"/>	Pearl Night Blue		950,00
DHA4150	<input type="checkbox"/>	Ruby Red (Ral 3003)		950,00
DHA4170	<input type="checkbox"/>	Dynamite Orange - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral		950,00
DHA4180	<input type="checkbox"/>	Forest Green (Ral 6029)		950,00
UHA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER		3300,00
UHA4102	<input type="checkbox"/>	PASTEL GREEN		3300,00
UHA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE		3300,00
UHA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE		3300,00
UHA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON		3300,00
UHA0008	<input type="checkbox"/>	- Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. -GDZIE -- Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać nr RAL		3300,00
WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ				
UHA4066	<input type="checkbox"/>	WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UHA****)		2600,00
STYLE				
DHA4190	<input type="checkbox"/>	Bold	NC : 4300, 4310	300,00
DHA4195	<input type="checkbox"/>	Tag	NC : 4200 do 4250	◆
KOLORY W STYLU BOLD				
DHA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○
DHA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○
DHA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○
DHA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		○
DHA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○
UHA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		950,00,
UHA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		950,00
UHA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		950,00
UHA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PUNK		950,00
UHA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		950,00
UHA0009	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta		Na zamówienie
KOLORY W STYLU TAG				
DHA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○
DHA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○
KOŁA PRZEDNIE				
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT		○
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, czarna opona		○
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona		○
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC, czarna opona i czarna piasta		350,00
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta		550,00
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		550,00
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, czarna opona		○
DHA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, czarna opona		◆
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC, czarna opona i czarna piasta		500,00
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona i czarna piasta		700,00
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		700,00
UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS				
UHA5502	<input type="checkbox"/>	PINK		1100,00
UHA5504	<input type="checkbox"/>	ORANGE		1100,00
UHA5506	<input type="checkbox"/>	BLUE		1100,00
UHA5507	<input type="checkbox"/>	VIOLET		1100,00
UHA5508	<input type="checkbox"/>	RED		1150,00
UHA5509	<input type="checkbox"/>	GOLD		1150,00
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE				
UHA5510	<input type="checkbox"/>	ŁOŻYSKO CERAMICZNE		1700,00
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1 pozycja z przodu		○
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2 pozycja z przodu		○
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3 pozycja z przodu		○
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4 pozycja z przodu		○
DHA6140	<input type="checkbox"/>	5 pozycja z przodu		○
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6 pozycja z przodu		○
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7 pozycja z przodu		○
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8 pozycja z przodu		○
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9 pozycja z przodu		○



TAG

TAG



BOLD



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350





5050 / 5300



SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA					
DHA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950	650,00	
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH					
DHA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	2400,00	
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH					
DHA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE WHEELS (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy z aluminiowymi ciągami i lekkimi, szarymi oponami)	24"	NC: Wszystkie ciagi, 6900, 6910	◆
DHA6510	<input type="checkbox"/>	KUSCHALL STAREC HUB (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 26"		○
DHA6520	<input type="checkbox"/>	HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 25"	NC : 6660	2350,00
DHA6550	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LXX (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 25"	NC : 6660, 6910	3300,00
UHA6551	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LITE EXTREME LX - 680g na koło	24", 25"		4400,00
UHA6552	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX - 660g na koło	24", 25"		4650,00
UHA6553	<input type="checkbox"/>	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - 757g na koło	24", 25"		5200,00
UHA6554	<input type="checkbox"/>	SPINERGY CARBON FIBER CLX - 570g na koło	24", 25"		5950,00
UNIQUE - KOLORY FELG ANODOWANE					
UHA6557	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UHA6558	<input type="checkbox"/>	GOLD			600,00
UHA6559	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UHA6560	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UHA6561	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UHA6562	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE					
UHA6563	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UHA6564	<input type="checkbox"/>	GOLD			600,00
UHA6565	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)			600,00
UHA6566	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UHA6567	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UHA6568	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UHA6569	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY SZPRYCH					
UHA6570	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UHA6571	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UHA6572	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UHA6573	<input type="checkbox"/>	PINK			600,00
UHA6574	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UHA6575	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UHA6576	<input type="checkbox"/>	WHITE			600,00
UHA6577	<input type="checkbox"/>	YELLOW			600,00
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UHA6579	<input type="checkbox"/>	ŁOŻYSKO CERAMICZNE			1300,00

6300



OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DHA6600	<input type="checkbox"/>	MAXXIS LITE GUARD opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	◆
DHA6625	<input type="checkbox"/>	MAXXIS ALPHA PROTECT opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	300,00
DHA6630	<input type="checkbox"/>	MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	300,00
DHA6660	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 7230	300,00
CIĄGI				
DHA6700	<input type="checkbox"/>	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3cm, REGULOWANE 4cm	24", 26"	650,00
DHA6710	<input type="checkbox"/>	STALOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 26"	500,00
DHA6720	<input type="checkbox"/>	TITANIUM, ODL. 3 cm REGULOWANE 4cm	24"	1300,00
DHA6740	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO L, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25"	1600,00
DHA6750	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO S, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4cm	24", 25"	1600,00
DHA6760	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24"	1300,00
DHA6770	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4cm	24"	1600,00
DHA6780	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, SZARE, ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	◆
DHA6790	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, CZARNE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	○
CAMBER KÓŁ TYLNYCH				
DHA6820	<input type="checkbox"/>	0°		◆
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°		○
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230	○
OSŁONY SZPRYCH				
DHA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"	900,00
DHA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"	2600,00
ZESTAW DODATKOWY ALBER				
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-MOTION: zawiera 2 antytipery ALBER	Tylko z kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	2600,00
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.				
Klipsy mocujące				
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Pasek mocujący		○
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Klips mocujący - utrzymuje ramę w pozycji złożonej		◆
POMOC W ROZKŁADANIU				
DHA7100	<input type="checkbox"/>	Pomoc w rozkładaniu - linka do rozkładania wózka z przodu		◆
UNIQUE - PERSONALIZACJA				
UHA6960	<input type="checkbox"/>	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK		1350,00
UHA6961	<input type="checkbox"/>	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780)		1900,00
UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE				
UHA6963	<input type="checkbox"/>	RED		○
UHA6964	<input type="checkbox"/>	VIOLET		○
UHA6965	<input type="checkbox"/>	COPPER		○
UHA6966	<input type="checkbox"/>	GREEN		○
UHA6967	<input type="checkbox"/>	ORANGE		○
UHA6968	<input type="checkbox"/>	GOLD		○
UHA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE		○
UHA6970	<input type="checkbox"/>	PINK		○
UHA6971	<input type="checkbox"/>	BLUE		○
UHA6972	<input type="checkbox"/>	POLY MIRROR FINISH		○



6700 6710



6720



6740





6790 6760



7010

HAMULCE			
DHA7200	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia	○
DHA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią	◆
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią	○
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE	350,00
			700,00
PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA			
DHA7300	<input type="checkbox"/>	w hamulcach z prostą dźwignią	350,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA			
<i>Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytiper, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe</i>			
ANTYTIPER			
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy	NC : 8300
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy	NC : 8300
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach	600,00
			1200,00
PASY			
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska - klamra plastikowa	200,00
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem	1000,00
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, średni, płaski z zatrzaskiem rehabilitacyjnym	1000,00
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym	1000,00
ŚWIATŁA ODBLASKOWE			
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)	100,00
OPCJE DODATKOWE			
OCHRONA RAMY			
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy; (para) - odpinane, na opaskach)	100,00
WSPORNIK PRZECHYŁU			
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - prawy	300,00
UCHWYT NA KULE; maks. 2 ADAPTACJE NA STRONĘ = ANTYTIPER , UCHWYT NA KULE, KÓŁKA TRANZYTOWE)			
DHA8200	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, PRAWY	300,00
UCHWYT NA KULE, PRAWY,			
DHA8300	<input type="checkbox"/>	KÓŁKA TRANZYTOWE 3" TYLKO W POŁĄCZENIU Z ANTYTIPERAMI PO OBU STRONACH (DHA7520)	1400,00
INNE			
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka - nowość	150,00
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	100,00
DHA8680	<input type="checkbox"/>	KOŁA 24" MOUNTAIN BIKE Z TORBĄ I OPONAMI Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOSZŁĄCZKACH	2900,00
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna Bodypoint na Champion	2000,00
DHA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła (22", 24", 25", 26")	300,00
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na Champion z opcją SK (składana przednia część ramy)	2300,00
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki BODYPOINT	500,00
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna BODYPOINT	500,00



FRAME TYPE AND ANGLE, DIFFERENCE BETWEEN FSTF AND RSTF, FOOTPLATE MOUNTING, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE														FRAME TYPE AND ANGLE, FSTF, FRAME LENGTH, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE												
	Difference between FSTF and RSTF)	FOOTPLATE SET TO THE FRONT						FOOTPLATE SET TO THE REAR						Long frame						Short frame						
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	0 mm																									
	10 mm																									
	20 mm																									
	30 mm																									
	40 mm																									
	50 mm																									
	60 mm																									
	70 mm																									
	90° Frame	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 mm							x																			
60 mm																										
70 mm																										
80 mm																										
90 mm																										
100 mm																										
75° Frame		540																								
		530																								
	520																									
	510																									
	500																									
	490																									
	480																									
	470																									
	460																									
	450																									
90° Frame	540																									
	530																									
	520																									
	510																									
	500																									
	490																									
	480																									
	470																									
	460																									
	450																									

There is no conflict if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100 mm"

MATRIX BACKRESTS WIDTH AVAILABLE RANGE

SEAT WIDTH	Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

SEAT WIDTH	Matrix MX2 backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							





Ramps						
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		8200,00		1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1900,00		1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		3700,00		1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig 300 kg		2000,00		1654130

Tabela 1- Rodzaj i kąt ramy, różnica między FSTF i RSTF, montaż płyty podnóżka, głębokość siedziska, rozmiar przednich kół - FSTF (SD340-SD380, SD ≥ 400), RSTF(SD340-SD380, SD ≥ 400), różnica między FSTF i RSTF, RAMA 90° i 75°
*Nie ma konfliktów, jeśli LLL jest mniejsze niż „FSTF minus 100 mm”

Tabela 2 -Rodzaj i kąt ramy, FSTF, długość ramy, głębokość siedziska, rozmiar kół przednich
-Rama długa (SD340-SD380, SD ≥ 400), r-
Rama krótka (SD340-SD380, SD ≥ 400),FSTF,
RAMA 90° i 75°

Tabela 3 - Dostępna gama szerokości oparcia MATRX (ELITE E2/ ELITE DEEP2, MX2)