



PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



			Data:
Aktywny, składany wózek manualny z nożycowym mechanizmem składania			Zamówienie:
			Kod klienta:
			Pieczęć dystrybutora:
Odkryj nasze nowe narzędzie, które pomoże Ci obliczyć wymiary ogólne i odnaleźć wizualny konfigurator, aby stworzyć swoją konfigurację!			

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

Proszę zaznaczyć krzyżykiem Wyposażenie standardowe Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN
DHA0031	<input type="checkbox"/> küschall® Champion®		15 200
SPECJALNA KONSTRUKCJA			
DHA0000	<input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie
PAKIET POZYCJONUJĄCY			
DHA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwośluzowy Libra/MX2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra Cushion (DHA2720) Oparcie Matrx MX2 (DHA2300 To DHA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (Dha7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230 	5500,00 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 217,05 € (ok. 1020 zł) </div>
DHA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwośluzowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx Elite/Elite Deep E2 (DHA2320-Dha2350) Pas pozycjonujący Evoflex (DHA7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230 	4250,00 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 105 € (ok. 495 zł) </div>
SIEDZISKO			
RAMA			
DHA1150	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°	NC : 1350	<input checked="" type="checkbox"/>
DHA1160	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°	NC : 1350	1000,00
DHA1170	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°- rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	<input type="checkbox"/>
DHA1180	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°- rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	1000,00
OPCJE RAMY			
DHA1250	<input type="checkbox"/> Champion Opcja SK: składana przednia część ramy - niemożliwe z ramą przywiedzioną	NC : 1350, 1924 do 1934, 4190, 8700	2800,00
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)			
DHA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	<input type="checkbox"/>




DHA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	<input type="radio"/>	Do każdego wózka w przypadku jego renowacji, radzimy całkowicie powtórzyć pomiar. Zmiana generacji wózka wiąże się ze zmianami wymiarów, a także ze zmianą opcji pozycjonowania użytkownika.	
DHA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	<input type="radio"/>		
DHA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm			NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>		
DHA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm			NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	<input type="radio"/>		
DHA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>		
DHA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm (tylko z ramą przywiedzioną)			NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>		
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)								
DHA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm			NC : 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>		
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm			NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>		
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 2720, 2730, 2744	<input type="radio"/>		
DHA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 2744	<input checked="" type="radio"/>		
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm				<input type="radio"/>		
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm			NC : 2740, 2742	<input type="radio"/>		
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>		
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>		
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)								
DHA1600	<input type="checkbox"/>	Wsokość oparcia zgodna z wybranym rodzajem oparcia Matrix			NC : 2200, 2220, 2230	<input type="radio"/>		
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DHA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2200, 2240, 2400, 2595	<input type="radio"/>	
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DHA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240, 2595	<input type="radio"/>	
DHA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm			NC : 2240, 2595	<input type="radio"/>		
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm			NC : 2240, 2595	<input checked="" type="radio"/>		
DHA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm			NC : 2240, 2595	<input type="radio"/>		
DHA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm			NC : 2240	<input type="radio"/>		
DHA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	DHA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>	
DHA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1 i 2								
DHA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm			NC : 1946 do 1960	<input type="radio"/>		
DHA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 1948 do 1960	<input type="radio"/>		
DHA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm			NC : 1950 do 1960	<input type="radio"/>		
DHA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 1952 do 1960	<input type="radio"/>		
DHA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			NC : 1954 do 1960	<input type="radio"/>		
DHA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			NC : 1956 do 1960	<input checked="" type="radio"/>		
DHA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 1958, 1960	<input type="radio"/>		
DHA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			NC : 1960	<input type="radio"/>		
DHA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm			NC : koła 3"	<input type="radio"/>		
DHA1785	<input type="checkbox"/>	540 mm			NC : koła 3" i 4"	<input type="radio"/>		
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)								
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI 0 <FSTF - RSTF < 70MM; WYBIERZ RAMĘ T 90°, JEŚLI 0 <FSTF - RSTF < 100MM								
DHA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DHA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	<input type="radio"/>	
DHA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	DHA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 6430	<input type="radio"/>	
DHA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm				<input checked="" type="radio"/>		
DHA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm				<input type="radio"/>		
DHA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 6400	<input type="radio"/>	
DHA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	DHA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 6400, 6410	<input type="radio"/>	
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL)								
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 30 MM ; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 40 MM								
DHA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DHA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 1250	<input type="radio"/>	
DHA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DHA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1250	<input type="radio"/>	
DHA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DHA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 1250	<input type="radio"/>	
DHA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm			Z OPCJĄ SK(DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 400MM	<input type="radio"/>		
DHA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm			Z OPCJĄ SK (DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 380MM	<input type="radio"/>		
DHA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DHA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		<input type="radio"/>	
DHA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm					<input type="radio"/>	
DHA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm					<input checked="" type="radio"/>	
DHA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DHA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm		<input type="radio"/>	
DHA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DHA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm		<input type="radio"/>	



RSTF / Rozmiar tylnych kół
 22" : 390 - 440 mm
 24" : 390 - 460 mm
 25" : 410 - 480 mm
 26" : 430 - 480 mm

User's LLL must be measured taking away the cushion thickness



LLL = LLL patient - Seat cushion

LLL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki

LLL = LLL użytkownika - poduszka

DHA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DHA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm		○
DHA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm					○
OPARCIE							
DHA2140	<input type="checkbox"/>	Regulowany kąt, składane, pozostaje w jednej pozycji (Soft Locking) podczas transferu					◆
TAPICERKA OPARCIA							
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka		NC : BH < 330 mm, 2300 do 2357, 2430, 2595			◆
DHA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black		NC : 2300 do 2357			350,00
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami		NC : 2300 do 2357			1150,00
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowe w przypadku zamawiania oparcz pozycjonujących, takich jak Matrx		NC : 2430, 2595			○
OPARCIA MATRX							
DHA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem		NC : 2370, 2372, 3480			4500,00
DHA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem		NC : 2370, 2372, 3480			4500,00
DHA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem		NC : 2370, 2372, 3480			4500,00
DHA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem		NC : 2370, 2372, 3480			4500,00
DHA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
DHA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		NC : 3480			2500,00
WYBÓR SZEROKOŚCI OPARCZ MATRX							
DHA2360	<input type="checkbox"/>	Szerokość 360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm					○
DHA2362	<input type="checkbox"/>	Szerokość 380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm					○
DHA2364	<input type="checkbox"/>	Szerokość 410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm					○
DHA2366	<input type="checkbox"/>	Szerokość 430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm					○
DHA2368	<input type="checkbox"/>	Szerokość 460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm					○
DHA2370	<input type="checkbox"/>	Szerokość 480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm					○



2300, 2305, 2310, 2315

MX2:tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2316 do 2331



2332 do 2357




2430

DHA2372	<input type="checkbox"/>	Szerokość 510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		○	
RĄCZKI					
DHA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek	NC : BH < 330 mm	○	
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)		○	
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		◆	
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 3480	950,00	
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane	NC : 2595	1100,00	
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane	NC : 2595	950,00	
KĄT OPARCIA (BA)					
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°	DHA2570 <input type="checkbox"/>	89,5°	○
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80,5°	DHA2590 <input type="checkbox"/>	94°	○
DHA2550	<input type="checkbox"/>	85°			◆
OPARCIE Z DRAŻKIEM STABILIZUJĄCYM					
DHA2595	<input type="checkbox"/>	Stabilizator oparcia, odchylany i zdejmowany	NC : BH < 405 mm, Matrx Backrest	700,00	
TAPICERKA SIEDZISKA					
DHA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa		◆	
DHA2630	<input type="checkbox"/>	Lekka	Niemożliwe z SW i SD > 420 mm i SD 340 mm (DHA1405)	300,00	
PODUSZKA I JEJ OPCJE					
Poduszki					
DHA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 MM Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DHA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	750,00	
DHA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC: Głębokość < to 400 mm, szerokość 360 mm; możliwe tylko z głębokością 400 i 420 mm	1400,00	
DHA2730	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	1400,00	
DHA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 375 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DHA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DHA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DHA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 455 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DHA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
OPCJE SIEDZISKA					
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Saszetka pod siedziskiem, odpinana, na klipsach, (ma klipsy mocujące) (7010)		350,00	
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA					
DHA2810	<input type="checkbox"/>	Worek na plyn (para)		400,00	
DHA2820	<input type="checkbox"/>	Para przyciętych klinów		200,00	
DHA2830	<input type="checkbox"/>	Klin odwodzący kończyny dolne		250,00	
DHA2840	<input type="checkbox"/>	Klin boczny		200,00	
DHA2850	<input type="checkbox"/>	Klin przedni		250,00	
USZTYWNIENIE OPARCIA					
DHA2860	<input type="checkbox"/>	Usztywnienie oparcia		250,00	
PODNOŻEK					
Płyta podnóżka / SW : rama prosta : wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360 mm z ramą przywiedzioną; wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360 mm - 400 mm					
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Podnoszona płyta podnóżka, regulowany kąt, ustawiona z przodu		◆	




2450



BA



2595



2600

2630



2700




2710



2730

2720



2740 / 2742

2744 / 2746



2748



2800



2810



2820



2830



2840



2850



2860




3240


PAS POD ŁYDKI			
DHA3320	<input type="checkbox"/>	Montowany na podparciu	○
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Montowany na ramie	◆
BOCZKI			
BOCZKI / BŁOTNIKI			
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Karbonowe osłony boczne, odchylane	◆
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, stałe	NC : 3490 1000,00
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Karbonowe błotniki, zdejmowane	NC : 3490 1500,00
PODŁOKIETNIKI			
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyścielany	1200,00
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, krótki (T-Arm), bez blokady	1100,00
KOLORY & PERSONALIZACJA			
KOLORY & PERSONALIZACJA			
DHA4000	<input type="checkbox"/>	Space Black (Ral 9005)	○
DHA4010	<input type="checkbox"/>	Anthracite Grey (Ral 7016)	○
DHA4020	<input type="checkbox"/>	Pure White (Ral 9016)	NC : 4220 ○
DHA4030	<input type="checkbox"/>	Carmine Red (Ral 3002)	○
DHA4040	<input type="checkbox"/>	Azure Blue (Ral 5017)	○
DHA4060	<input type="checkbox"/>	Flashy Yellow (Ral 1016)	950,00
DHA4070	<input type="checkbox"/>	Atomic Violet - Specific Color Mix, No Ral Definition	950,00
DHA4100	<input type="checkbox"/>	Black Glossy (Ral 9005)	950,00
DHA4130	<input type="checkbox"/>	Silver Grey (Ral 9006)	950,00
DHA4140	<input type="checkbox"/>	Royal Blue - Specific Color Mix, No Ral Definition	950,00
DHA4150	<input type="checkbox"/>	Ruby Red (Ral 3003)	950,00
DHA4170	<input type="checkbox"/>	Dynamite Orange - Specific Color Mix, No Ral Definition	950,00
DHA4180	<input type="checkbox"/>	Forest Green (Ral 6029)	950,00
DHA4050	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie	2100,00
STYLE			
DHA4190	<input type="checkbox"/>	Bold	NC : 4300, 4310 300,00
DHA4195	<input type="checkbox"/>	Tag	NC : 4200 to 4250 ◆
KOLORY W STYLU BOLD			
DHA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK	○
DHA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY	○
DHA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY	○
DHA4230	<input type="checkbox"/>	RED	○
DHA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE	○
DHA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD	○
KOLORY W STYLU TAG			
DHA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK	○
DHA4310	<input type="checkbox"/>	RED	○
KOŁA PRZEDNIE			
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT	○
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY , czarna opona	○
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona	○
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC, czarna opona i czarna piasta	350,00
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta	550,00
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona, srebrna piasta	550,00
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, czarna opona	○
DHA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, czarna opona	◆
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC, czarna opona i czarna piasta	450,00
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT czarna opona i czarna piasta	650,00
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona i srebrna piasta	650,00
POZYCJA KOŁ TYLNYCH			
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1 z przodu	○
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2 z przodu	○
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3 z przodu	○
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4 z przodu	○
DHA6140	<input type="checkbox"/>	5 z przodu	○
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6 z przodu	○
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7 z przodu	○
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8 z przodu	○
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9 z przodu	○
SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA			



DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI



5050 / 5300



DHA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950	600,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
DHA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6620, 6630, 6660, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	1500,00
DHA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	2250,00
RODZAJ TYLNYCH KÓŁ				
DHA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE (wraz z ciągami aluminiowymi i lekkimi szarymi oponami)	24" NC : Wszystkie ciągi, 6900, 6910	◆
DHA6510	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" KÜSCHALL STAREC skrzyżowane szprychy	22", 24", 26"	○
DHA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE	24", 25" NC : 6660	2300,00
DHA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, Czarna piasta	24", 25" NC : 6660, 6910	3350,00
OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DHA6600	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN CZARNE/SZARE	24"	◆
DHA6620	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE MARATHON PLUS PRIMO SENTINEL	24", 25", 26"	350,00
DHA6630	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE ONE MBL SPEEDLITE	24"	350,00
DHA6640	<input type="checkbox"/>	PROFILOWANEE 7 BAR	22" NC : 7230	○
DHA6660	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 7230	350,00
CIĄGI				
DHA6700	<input type="checkbox"/>	SUPERGRIPP, ODL. 3 CM	22", 24", 26"	700,00
DHA6710	<input type="checkbox"/>	STALOWE, ODL. 3 CM	24", 26"	495,00
DHA6720	<input type="checkbox"/>	TYTANOWE, ODL. 3 CM	24"	1200,00
DHA6740	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO ODL. 3 CM	24", 25"	1650,00
DHA6750	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO S, ODL. 3 CM	24", 25"	1650,00
DHA6760	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE CURVE L ODL. 3 CM	24"	1250,00
DHA6770	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE QUADRO, ODL. 3 CM	24"	1650,00
DHA6780	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, SZARE, ODL. 3 CM	22", 24", 25", 26"	◆
DHA6790	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, CZARNE, ODL. 3 CM	22", 24", 25", 26"	○
CAMBER TYLNYCH KÓŁ				
DHA6820	<input type="checkbox"/>	0°		◆
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°		○
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230	○
OSŁONY SZPRYCH				




6300



6600 6620



6630 6660



6790 6760










6700 6710



6720



6740

DHA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	22", 24", 26"	900,00	
DHA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	22", 24", 26"	900,00	
DODATKOWY ZESTAW ALBER					
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-motion i Twion wraz z antytiperami ALBER	Tylko z kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	2800,00	
Wskazówka: aby zapewnić doskonałą kompatybilność hamulców z kołami ręcznymi, radzimy wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.					
Klipsy mocujące					
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Pasek mocujący		○	
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Klipsy mocujące - utrzymuje ramę w pozycji złożonej		◆	7010
POMOC W ROZKŁADANIU					
DHA7100	<input type="checkbox"/>	Pomoc w rozkładaniu - Linka do rozkładania wózka z przodu		◆	
HAMULCE					
DHA7200	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia		○	
DHA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆	
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Hamulce Standardowe z prostą dźwignią		○	7210 7230
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	350,00	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce ACTIVE		650,00	
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DHA7300	<input type="checkbox"/>	w hamulcach z prostą dźwignią		350,00	7250
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Montaż maksymalnie 2 elementów na stronę: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe					
ANTYTIPERY					
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy	NC : 8300	600,00	
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy	NC : 8300	600,00	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach		1150,00	
PASY					
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska		200,00	
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		950,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		950,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		950,00	
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Światła odbłaskowe zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	
OPCJE DODATKOWE					
OCHRONA RAMY					
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy ; (para) - odpinane, na opaskach)		200,00	
WSPORNIK PRZECHYŁU					
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - prawy		300,00	
Uchwyt na kule, MAKS. 2 ADAPTACJE NA STRONĘ (ADAPTACJE = ANTYTIPER, , UCHWYT NA KULE, KÓŁKA TRANZYTOWE)					
DHA8200	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, PRAWY,		300,00	
UCHWYT NA KULE, PRAWY,					
DHA8300	<input type="checkbox"/>	KÓŁKA TRANZYTOWE3" TYLKO W POŁĄCZENIU Z ANTYTIPERAMI PO OBU STRONACH (DHA7520)		1300,00	
INNE OPCJE					
DHA8500	<input type="checkbox"/>	POMPKA - NOWOŚĆ		150,00	
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		100,00	
DHA8680	<input type="checkbox"/>	KOŁA 24" MOUNTAIN BIKE Z TORBĄ I OPONAMI I Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOZŁĄCZKACH		2900,00	
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na Champion		1850,00	


DHA8650	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na koła	300,00	 8700
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na Champion z opcją SK (składana przednia część ramy)	2200,00	
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na tydki - BODYPOINT	450,00	
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Torba BODYPOINT	450,00	

Table 1
Frame type and angle, difference between FSTF and RSTF, footplate mounting, seat depth, front wheel size

75° Frame	Difference between FSTF and RSTF	FOOTPLATE SET TO THE FRONT						FOOTPLATE SET TO THE REAR						
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	
0 mm														
10 mm														
20 mm														
30 mm														
40 mm														
50 mm														
60 mm														
70 mm														
80 mm														
90 mm														
100 mm														

There are no conflicts if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100mm"

Table 2 Frame type and angle, FSTF, frame length, seat depth, front wheel size

75° Frame	FSTF	long frame						short frame						
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	
540														
530														
520														
510														
500														
490														
480														
470														
460														
450														
540														
530														
520														
510														
500														
490														
480														
470														
460														
450														

TABLE 3:
MATRIX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

SEAT WIDTH	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							





SEAT WIDTH	MX2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

Tabela 1- Rodzaj i kąt ramy, różnica między FSTF i RSTF, montaż płyty podnóżka, głębokość siedziska, rozmiar przednich kół - FSTF (SD340-SD380, SD ≥ 400), RSTF(SD340-SD380, SD ≥ 400), różnica między FSTF i RSTF, RAMA 90° i 75°
*Nie ma konfliktów, jeśli LLL jest mniejsze niż „FSTF minus 100 mm”

Tabela 2 -Rodzaj i kąt ramy, FSTF, długość ramy, głębokość siedziska, rozmiar kół przednich
-Rama długa (SD340-SD380, SD ≥ 400), rama krótka (SD340-SD380, SD ≥ 400),FSTF,RAMA 90° i 75°

Tabela 3 - Dostępna gama szerokości oparcz MATRIX (ELITE E2/ ELITE DEEP2, MX2)

RAMPY

1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego Wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	8500,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium i z powłoką antypoślizgową Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8,8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	1450,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do 3-częściowej rampy aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	2700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej aluminiowej rampy Mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	1500,00	 1654130