

PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Küschall Compact



Aktywny aluminiowy ręczny wózek inwalidzki składany za pomocą linki



Data:

Zamówienie:

Kod klienta:

Pieczęć dystrybutora:


Odkryj nasze nowe narzędzie, które pomoże Ci obliczyć wymiary ogólne i odnaleźć wizualny konfigurator, aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

◆ Wyposażenie standardowe

○ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC :Niezgodny NC : 9999 = Niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DCA0100	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - stałe oparcie		12 300,00	 0120
DCA0110	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - oparcie z regulacją kąta	NC : 2120	13 000	
DCA0120	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - oparcie składane i z regulacją kąta	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	13 250,00	


SPECJALNA KONSTRUKCJA

DCA0000	<input type="checkbox"/> Myküşchall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
---------	-------------------------------------------------------------	--	---------------	--

PAKIET POZYCJONUJĄCY

DCA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwdoleźnyowy Libra zawiera: Poduszkę Matrix Libra (DCA2720) Oparcie Matrix MX2 (DCA2300 do DCA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	5800, 00	Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli €217.05 (ok. 976,72 zł)
DCA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwdoleźnyowy Libra/Elite E2 zawiera : Poduszkę Matrix Libra (DCA2720) Oparcie Matrix Elite/Elite Deep E2 (DCA2320-DCA2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	4250,00	Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli €104.40 (ok.490 zł)

SIEDZISKO

Przednia część ramy				
DCA1100	<input type="checkbox"/> Rama standardowa, odchylana	NC : 1900, 1902, 3040, 3140		 Wysuwany
DCA1110	<input type="checkbox"/> Rama stała active 70°	NC : 1700 do 1730, 1805	◆	
DCA1120	<input type="checkbox"/> Rama stała dynamic 80° Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 40 mm z przednimi kołami 5"	NC : 1700 do 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	
DCA1130	<input type="checkbox"/> Ramy stała, przywiedziona 70° (Dodatkowy czas dostawy + 10 dni)	NC : 1300, 1305, 1700 do 1730, 1805	550,00	


DCA1140	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy stałej, przywiedzionej 80° Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 30 mm - Dodatkowy czas dostawy + 10 dni	NC : 1300, 1305, 1700 to 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	600,00
---------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------



Stały

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA(SW) (Szerokość: 280 do 420 mm: pojedynczy krzyżak/szerokość:440 do 500 mm:podwójny krzyżak)

DCA1300	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1305	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2210, oparcia Matrx i poduszki Classic Visco , 2490, 2860 dla L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○
DCA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : oparcia Matrx, poduszki Matrx and Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○
DCA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○
DCA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○
DCA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○
DCA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm				NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○
DCA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○
DCA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○
DCA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○
DCA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)

(Podwozie dostosowane do głębokości siedziska od głębokości. 380 mm (pojedynczy krzyżak) i od 400 mm (podwójny krzyżak)

DCA1400	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2155, 2160, poduszki Matrx i Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○
DCA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○
DCA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2720, 2730, 2744, 5650	○
DCA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2744	◆
DCA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm					○
DCA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2740, 2742	○
DCA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2740, 2742, 2744	○
DCA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DCA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○



WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH) (Wysokość od 300 do 330 mm ; NC z regulacją kąta i składanym oparciem)

DCA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia jest zależna od wybranego oparcia Matrx			NC : 2120, 2200, 2210, 2220, 2230, 2595	○	
DCA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○
DCA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DCA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○
DCA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○
DCA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600	◆
DCA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm				NC : 2240, 2595,	○
DCA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DCA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	7600 NC : 2240	○
DCA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DCA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2240	○
DCA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DCA1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2240	○
DCA1680	<input type="checkbox"/>	495 mm	DCA1685	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2240	○

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego

DCA1700	<input type="checkbox"/>	370 mm				NC : 1810 do 1870, 1932 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○
---------	--------------------------	--------	--	--	--	---------------------------------------------------------------	---

DCA1705	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 1815 do 1870, 1934 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○
DCA1710	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 1820 do 1870, 1936 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○
DCA1715	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 1825 do 1870, 1938 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○
DCA1720	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 1830 do 1870, 1940 do 1962, 3030, 3130	○
DCA1725	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 1835 to 1870, 1942 do 1962	○
DCA1730	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 1840 to 1870, 1944 do 1962	○
DCA1735	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 1845 to 1870, 1946 do 1962	○
DCA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 1850 to 1870, 1948 do 1962	○
DCA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1855 to 1870, 1950 do 1962	○
DCA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm	NC : 1860 do 1870, 1952 do 1962	○
DCA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 1805, 1865, 1870, 1954 do 1962	○
DCA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 1805, 1810, 1956 do 1962	○
DCA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 1805, 1810, 1815, 1958 do 1962	◆
DCA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 1805 do 1820, 1960, 1962	○
DCA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm	NC : 1805 do 1825, 1962	○
DCA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : 1805 do 1830	○

WAŻNE
W zależności od wybranej wysokości siedziska i średnicy przednich kół: montaż z podwoziem typu hemi lub podwoziem standardowym oraz z/bez wysokiego montażu- patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego



Rama typu hemi



Wysoki montaż

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)

Ze stałymi oparciami o nachyleniu 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm

Ze stałymi rurkami(pałakami) o nachyleniu 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm

Z wysuwanymi oparciami o nachyleniu 70° i 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm

DCA1805	<input type="checkbox"/>	370 mm	Tylko z kołami 22"i ramie standardowej, kompaktowej, odchylanej	○	
DCA1810	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 6410, 6420, 6430	○	
DCA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DCA1820 <input type="checkbox"/>	400 mm	○
DCA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 6420, 6430	○	
DCA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	DCA1835 <input type="checkbox"/>	430 mm	○
DCA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1845 <input type="checkbox"/>	450 mm	○
DCA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	
DCA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm		○	
DCA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1865 <input type="checkbox"/>	490 mm	○
DCA1870	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 6400	○	

Średnica kół tylnych RSTF 22":


370 - 470mm 24":
390 - 490mm 25":
420 - 500mm 26":
420 - 500mm

DLUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) (ZE STAŁYMI RURKAMI (PAŁAKAMI) (W zależności od konfiguracji podnóżki mogą być montowane wysoko) - patrz tabela 1. z wysuwanymi i stałymi wspornikami co 70°, LLL max = FSTF - 20 mm Z wysuwanymi i stałymi wspornikami pod kątem 80°, LLL max = FSTF - 30 mm

Z podnóżkiem w pozycji 75°, LLL max = FSTF - 40 mm and LLL min = 380 mm

Z podnóżkiem w pozycji in 60°, LLL max = FSTF and LLL min = 380 mm "

DCA1900	<input type="checkbox"/>	200 mm	NC : 3030, 3130	○	
DCA1902	<input type="checkbox"/>	210 mm	NC : 3030, 3130	○	
DCA1904	<input type="checkbox"/>	220 mm	DCA1906 <input type="checkbox"/>	230 mm	○
DCA1908	<input type="checkbox"/>	240 mm	DCA1910 <input type="checkbox"/>	250 mm	○
DCA1912	<input type="checkbox"/>	260 mm	DCA1914 <input type="checkbox"/>	270 mm	○
DCA1916	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1918 <input type="checkbox"/>	290 mm	○
DCA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1922 <input type="checkbox"/>	310 mm	○
DCA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1926 <input type="checkbox"/>	330 mm	○
DCA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DCA1930 <input type="checkbox"/>	350 mm	○
DCA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DCA1934 <input type="checkbox"/>	370 mm	○
DCA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DCA1938 <input type="checkbox"/>	390 mm	○
DCA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DCA1942 <input type="checkbox"/>	410 mm	○
DCA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	
DCA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	
DCA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1950 <input type="checkbox"/>	450 mm	○
DCA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DCA1954 <input type="checkbox"/>	470 mm	○
DCA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1958 <input type="checkbox"/>	490 mm	○
DCA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	
DCA1962	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 3000, 3100, 3010, 3110	○	



LLL = LLL patient ; Seat cushion

LLL = LLL użytkownika - Poduszka

RODZAJ OPARCIA

PAŁAK

DCA2120	<input type="checkbox"/>	Oparcie typu lumbar (rurki wygięte 7°)	NC :Oparcia Matrix	250,00
---------	--------------------------	----------------------------------------	--------------------	--------



2120

Kąt oparcia regulowany śrubami względem siedziska (BA) tylko przy wyborze 0110 lub 0120 / tylko ze składanym oparciem 2 zakresy regulacji: 82° do 90° lub 94° do 98° (Kąt mierzony względem siedziska)

DCA2155	<input type="checkbox"/>	82°	DCA2160	<input type="checkbox"/>	86°		○
DCA2165	<input type="checkbox"/>	90°					◆
DCA2170	<input type="checkbox"/>	94°	DCA2175	<input type="checkbox"/>	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrix	○
DCA2180	<input type="checkbox"/>	102°				NC : Dossier rabattable	○
Backrest Upholstery							
DCA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka				NC : 2300 do 2357, 2400, 2430, 2595	◆
DCA2210	<input type="checkbox"/>	Lekka tapicerka (ręcznie szyta, przewiewna, przeciwpożarna)				NC : 2300 do 2357, 2430, 2595	800,00
DCA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black				NC : 2300 do 2357	150,00
DCA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami				NC : 2300 do 2357	1150,00
DCA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowe w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrix				NC : 2430, 2595	○
Oparcia Matrix - Pokazana wysokość odpowiada wysokości oparcia. Znajdź wsporniki oparcia i wszystkie akcesoria w arkuszu pomiarowym Matrix!							
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2 , wysokość 150 mm z szybkozłączem				NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4500,00
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2 , wysokość 230 mm z szybkozłączem				NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4500,00
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2 , wysokość 305 mm z szybkozłączem				NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4500,00
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2 , wysokość 405 mm z szybkozłączem				NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4500,00
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , height 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , height 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2 , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym				NC : SW < 360 mm, 2490	2500,00
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela 4 na końcu arkusza pomiarowego							
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm					○
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm					○
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm					○
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm					○

MX2: tylko 140 g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2300, 2305, 2310, 2315










2316 to 2331




2332 to 2357

DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		○	
DCA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		○	
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		○	
RĄCZKI					
DCA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek	NC : 2490	○	
DCA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)	NC : 2490, 6580	○	2430
DCA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		◆	
DCA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 2490, 3520, 3620	950,00	
DCA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane	NC : 2490, 2595	1100,00	
DCA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane	NC : 2490, 2595, 6580	950,00	2450
ZAGŁÓWEK					
DCA2490	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z regulacją boczną i regulowanymi poduszkami bocznymi - dostarczany z regulacją oparcia	NC : 2595, 6580	750,00	2490
OPARCIE Z DRAŻKIEM STABILIZUJĄCYM					
DCA2595	<input type="checkbox"/>	Stabilizator oparcia, odchylany, zdejmowany	NC : BH ≤ 390 mm	700,00	
Tapicerka SIEDZISKA					
DCA2610	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa i regulowana, z jednym miękkim rzepem do mocowania poduszki		◆	
DCA2620	<input type="checkbox"/>	Tapicerka regulowana jednym rzepem na środku (miękki) i rzepami po obu stronach (szorstkie) do mocowania poduszki		200,00	2610
SIEDZISKO					
PODUSZKA SIEDZISKA					
DCA2700	<input type="checkbox"/>	Standardowa poduszka, 60mm, podwójna pianka z powierzchnią Visco	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	2700
DCA2710	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRX FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	750,00	2710
DCA2720	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRX LIBRA , z czarnym, miękkim pokrowcem	NIEMOŻLIWE Z SW ≤ 340 MM I SD ≤ 380 MM SW 360 MM MOŻLIWE TYLKO Z SD 400/420 MM	1400,00	2720
DCA2730	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRX VI , z czarnym, miękkim pokrowcem	Dodatkowy czas realizacji +7 dni	1400,00	2730
DCA2740	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 375 X 400, TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2742	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 405 X 400 MM, TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DCA2744	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM, TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DCA2746	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 455 X 400 MM, TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	2748
DCA2748	<input type="checkbox"/>	Poduszka CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	2800
OPCJE SIEDZISKA					
DCA2800	<input type="checkbox"/>	Odpinana saszetka (pod siedziskiem), na klipsach		350,00	2810
Akcesoria do poduszek Matrx Libra					
DCA2810	<input type="checkbox"/>	WOREK Z PŁYNEM (PARA)		400,00	2820
DCA2820	<input type="checkbox"/>	KLIN STOŻKOWY		200,00	2830
DCA2830	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE		250,00	

DCA2840	<input type="checkbox"/>	KLIN BOCZNY		200,00		2840
DCA2850	<input type="checkbox"/>	KLIN PRZEDNI		250,00		2850
Base rigide						
DCA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA		250,00		2860
SEAT BAGS						
DCA2910	<input type="checkbox"/>	DUŻA TOREBKA (DO MONTAŻU POD SIEDZISKIEM)	NC : SD ≤ 340 mm	250,00		
PODNOŻKI I PŁYTY PODNOŻKA						
PODNOŻKI ODCHYLANE						
PODNOŻEK PRAWY						
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Podnózek prawy, kąt otwarty, 70° - Wymagana płyta podnóżka	NC : 3110		◆	
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Podnózek prawy, kąt półotwarty 80° Wymagana płyta podnóżka	NC : 3100, 5650		○	
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - prawa	NC : 3280, 3300, 3305, 3310	1200,00		
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Podnózek prawy z płytą plastikową - regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280, 3300, 3305, 3310	500,00		3000 / 3100
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Bez podpórek po prawej stronie			○	
PODNOŻEK LEWY						
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Podnózek lewy, kąt otwarty, 70° Wymagana płyta podnóżka			◆	
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Podnózek lewy, kąt półotwarty 80° Wymagana płyta podnóżka	NC : 5650		○	
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - lewa	NC : 3280, 3300, 3305, 3310	1200,00		
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Podnózek lewy z płytą plastikową - regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280, 3300, 3305, 3310	500,00		3020 / 3120
DCA3140	<input type="checkbox"/>	Bez podpórek po lewej stronie			○	
PŁYTA PODNOŻKA						
DCA3260	<input type="checkbox"/>	2-częściowa, składana, z tworzywa sztucznego-nowa część	Niemożliwe z SW < 340 MM, LLL < 260mm, rama przywiedziona SW < 380 mm		◆	
DCA3270	<input type="checkbox"/>	2 - częściowa, karbonowa, z regulacją kąta i głębokości	NC : 3310	1400,00		
DCA3280	<input type="checkbox"/>	Karbonowa, 1-częściowa, odchylana, z regulacją kąta i głębokości	Niemożliwe z LLL < 300 mm, NC : 3310	1450,00		
PODPARCIE DLA NÓG I STÓP						
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki - montowany na wspornikach widelca			◆	
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki - montowany na podparciu		350,00		
DCA3310	<input type="checkbox"/>	Pasy na pięty		350,00		
BOCZKI						
BOCZKI I BŁOTNIKI						
DCA3400	<input type="checkbox"/>	Boczki Economy, stałe, proste	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450		◆	
DCA3405	<input type="checkbox"/>	Boczki Economy, wyciągane	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450		○	
DCA3410	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe, stałe, proste	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	750,00		
DCA3425	<input type="checkbox"/>	Błotniki Economy, stałe, proste	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450		○	
DCA3430	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, stałe Niemożliwe z < 410 MM	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	1000,00		
DCA3440	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, wyciągane	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	1500,00		3440

DCA3450	<input type="checkbox"/>	Błotniki Economy, wyciągane	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	
PODŁOKIETNIK PRAWY					
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem - prawy	NC : 6150	600,00	
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, bez blokady, z karbonowym błotnikiem - prawy	NC : 6150	650,00	
DCA3520	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany - prawy	NC : 6950, 8450	600,00	
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Kuschall, z regulacją wysokości, odchylany, wyciągany, materiał tapicerki - neopren czarny - prawy	NC : 6130, 6140, 6150	800,00	
DCA3540	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Kuschall typu hemi, z regulacją wysokości, odchylany, wyciągany, materiał tapicerki-neopren czarny-prawy	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	550,00	
PODŁOKIETNIK LEWY					
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem - lewy	NC : 6150	600,00	
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, bez blokady, z karbonowym błotnikiem - lewy	NC : 6150	650,00	
DCA3620	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany - lewy	NC : 6950, 8450	600,00	
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Kuschall, z regulacją wysokości, odchylany, wyciągany, materiał tapicerki - neopren czarny - lewy	NC : 6130, 6140, 6150	800,00	
DCA3640	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Kuschall typu hemi, z regulacją wysokości, odchylany, wyciągany, materiał tapicerki-neopren czarny- lewy	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	550,00	
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA					
KOLOR RAMY					
DCA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		○	
DCA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		○	
DCA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	○	
DCA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		○	
DCA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		○	
DCA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		950,00	
DCA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET- <i>(Spersonalizuj boldem lub tagiem)</i>		950,00	
DCA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		950,00	
DCA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)		950,00	
DCA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE- <i>(Spersonalizuj boldem lub tagiem)</i>		950,00	
DCA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)		950,00	
DCA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE - <i>(Spersonalizuj boldem lub tagiem)</i>		950,00	
DCA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)		950,00	
DCA4050	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor ramy (tylko na zamówienie) - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. - Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać informacje RAL / inne		2100,00	Dodatkowy czas realizacji +10 dni
STYLE					
DCA4190	<input type="checkbox"/>	Bold	NC : 4300, 4310	300,00	
DCA4195	<input type="checkbox"/>	Tag	NC : 4200 do 4250	◆	
KOLORY W STYLU BOLD					
DCA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	
DCA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○	
DCA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○	
DCA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○	
DCA4240	<input type="checkbox"/>	RED		○	
DCA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○	
KOLORY W STYLU TAG					
					

DCA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○
DCA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○
KOŁA PRZEDNIE				
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY , czarna opona		○
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona		○
DCA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC , czarna opona		350,00
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta		550,00
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS , czarna opona i srebrna piasta		550,00
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, czarna opona		○
DCA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, czarna opona		◆
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC, czarna opona i czarna piasta		450,00
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona i czarna piasta		650,00
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS, czarna opona i srebrna piasta		650,00
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" COMFORT, czarna opona		○
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatyczne koła		200,00
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" COMFORT, czarna opona		200,00



WYBÓR KÓŁ TYLNYCH

SYSTEM ONE-ARM-DRIVE

DCA6000	<input type="checkbox"/>	System napędu na jedną reke - System One Arm Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po prawej	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3000,00
DCA6010	<input type="checkbox"/>	System napędu na jedną reke - System One Arm Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po lewej	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3000,00

MOCOWANIE KÓŁ TYLNYCH


DCA6020	<input type="checkbox"/>	Standardowa pozycja	NC : 6140, 6150	◆
DCA6040	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła	NC : 6100, 6580, 6950	600,00

POZYCJA KÓŁ TYLNYCH

DCA6100	<input type="checkbox"/>	1 pozycja z przodu	NC : 6580, 6840	○
DCA6110	<input type="checkbox"/>	2 pozycja z przodu	NC : 6950	○
DCA6120	<input type="checkbox"/>	3 pozycja z przodu		◆
DCA6130	<input type="checkbox"/>	4 pozycja z przodu	NC : 6950	○
DCA6140	<input type="checkbox"/>	5 pozycja z przodu		○
DCA6150	<input type="checkbox"/>	6 pozycja z przodu		○

SZYBKOSZŁĄCZKI DLA TETRA

DCA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6580, 6950	600,00
---------	--------------------------	------------	-----------------------	--------



REAR WHEEL SIZE

DCA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6620, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	1500,00
DCA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆
DCA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DCA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	2250,00

RODZAJ KÓŁ TYLNYCH

DCA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE (z ciągami aluminiowymi i lekkimi szarymi oponami)	24"	(NC : Wszystkie ciągi, i osłony na szprychy)	◆
DCA6510	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" KÜSCHALL STAREC, skrzyżowane szprychy	22", 24", 26"		○
DCA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE	24", 25"	NC : 6660	2300,00

DCA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, Czarna piasta	24", 25"	NC : 6660, 6910	2250,00
DCA6580	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" koła z dodatkowym hamulcem bębnowym	22", 24", 25"	NC : 6950, 8680	2250,00
REAR WHEEL TYRE					
DCA6600	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN CZARNE/ SZARE	24"		◆
DCA6620	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE MARATHON PLUS PRIMO SENTINEL	24", 25", 26"	NC : 6680 NOUVEAU	350,00
DCA6630	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE ONE MBL SPEEDLITE	24"	NOUVEAU	350,00
DCA6640	<input type="checkbox"/>	OPONY PROFILOWANE 7 BAR	22"		○
DCA6660	<input type="checkbox"/>	24" OPONY PEŁNE, CZARNE	24"	NC : 6680, 7230	350,00
ANTI FLAT					
DCA6680	<input type="checkbox"/>	Ochrona antyprzebiciowa dętki			500,00
HANDRIM					
DCA6700	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" SUPERGRIPP, odl. 3 lub 4 CM			700,0
DCA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" STAL POLEROWANA, odl. 3 CM			495,00
DCA6720	<input type="checkbox"/>	24", TYTANOWE, odl. 3 CM			1200,00
DCA6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO L, odl. 3 CM			1650,00
DCA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO S, odl. 3 CM			1650,00
DCA6760	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE CURVE L odl. 3 CM			1250,00
DCA6770	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE QUADRO, odl. 3 CM			1650,00
DCA6780	<input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" LIGHT ALU, SZARE, odl. 3 CM			◆
DCA6790	<input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" LIGHT ALU, CZARNE, odl. 3 CM			○
CAMBER KÓŁ TYLNYCH					
DCA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆
DCA6840	<input type="checkbox"/>	3°		NC : 7230	○
OSŁONY SZPRYCH					
DCA6900	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" Przezroczyste			900,00
DCA6910	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" Czarne			900,00
ZESTAW DODATKOWY ALBER					
DCA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera Twion i E-motion M25, zawiera 2 antytipery ALBER		Tylko z kołami 24" . NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	2800,00
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.					
HAMULCE - patrz tabela 2 na końcu					
DCA7200	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia			◆
DCA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią			○
DCA7220	<input type="checkbox"/>	Hamulce Standardowe z prostą dźwignią			○
DCA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE		NC : 7300, 7810, 7820, 7830	350,00
DCA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE		NC : 7300	650,00
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DCA7300	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca			350,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Maks. 2 adaptacje na stronę (adaptacje = antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule, kółka tranzytowe)					
ANTYTIPIERY					
DCA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy			600,00



6600 6620



6630 6660



6700 6710



6720




6740



6790 6760



7250



7500 / 7520

