



PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Küschall K-Series



Aktywny, lekki aluminiowy wózek ze sztywną ramą, składanym oparciem z regulacją kąta



Data :




Zamówienie:

Kod klienta:

Pieczęć dystrybutora:

Odkryj nasze nowe narzędzie, które pomoże Ci obliczyć wymiary ogólne i odnaleźć wizualny konfigurator, aby stworzyć swoją konfigurację!


- Proszę zaznaczyć krzyżykiem ◆ Wyposażenie standardowe ○ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DKA0067	<input type="checkbox"/> küschall® K-Series®		12 800,00	
SPECJALNA KONSTRUKCJA				
DKA0000	<input type="checkbox"/> Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
PAKIET POZYCJONUJĄCY				
DKA0220	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy Matrix MX2 & Libra zawiera: - Oparcie Matrix MX2 (rozmiar do wyboru od DKA2300 do DKA2315) - Poduszkę Matrix Libra (DKA2720) - 2-punktowy pas biodrowy Bodypoint® Evoflex® (rozmiar do wyboru od DKA7810 do DKA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420 	5500,00	Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli €217.95! (ok.1025 zł)
DKA0230	<input type="checkbox"/> Pakiet przeciwoleżynowy Matrix Elite E2 & Libra zawiera: - Oparcie Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (rozmiar do wyboru od DKA2320 do DKA2350) - Poduszkę Matrix Libra (DKA2720) - 2-punktowy pas biodrowy Bodypoint® Evoflex® (rozmiar do wyboru od DKA7810 do DKA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420 	4250,00	Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli €105! (ok. 495 zł)
SIEDZISKO				
RAMA				
DKA1040	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	 Podwozie 90°: 1070
DKA1050	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75° - rama przywiedziona	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	
DKA1060	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 75°+50Mm	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	650,00	
DKA1070	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	1000,00	
DKA1080	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° - rama przywiedziona	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	1000,00	
DKA1090	<input type="checkbox"/> Kąt ramy aluminiowej 90° +50 Mm	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	1000,00	
AMORTYZACJA ZAWIESZENIA				

DKA1200	<input type="checkbox"/>	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)				
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○
DKA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 27463210, 3230	○
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)				
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740 to 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○
DKA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm		○
DKA1450	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 2740, 2746	○
DKA1465	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○
DKA1475	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	○
DKA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DKA1495	<input type="checkbox"/>	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
POZYCJA SIEDZISKA (SP)				
DKA1500	<input type="checkbox"/>	Pozycja 1 = 140 mm (NAJNARDZIEJ AKTYWNA)		○
DKA1510	<input type="checkbox"/>	Pozycja 2 = 125 mm		○
DKA1520	<input type="checkbox"/>	Pozycja 3 = 110 mm		◆
DKA1530	<input type="checkbox"/>	Pozycja 4 = 95 mm		○
DKA1540	<input type="checkbox"/>	Pozycja 5 = 80 mm (NAJMNIEJ AKTYWNA))		○
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)				
DKA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia zależy od wyboru oparcia Matrix	NC : 2100, 2210, 2220, 2230	○
DKA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm	NC : 2150, 2240, 2430, 0703, 7600	○
DKA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○
DKA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1620 <input type="checkbox"/> 315 mm	NC : 2150, 2240, 7600
DKA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DKA1630 <input type="checkbox"/> 345 mm	NC : 2150, 2240, 7600
DKA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600



DKA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm			NC : 2150, 2210, 2240, 7600	◆	
DKA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm			NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	
DKA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DKA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
DKA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DKA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
DKA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DKA1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF)-patrz tab. 1 kompatybilność przednich kół i wysokości przedniej części siedziska							
DKA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm			NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	
DKA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	
DKA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm				○	
DKA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm				○	
DKA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm				○	
DKA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm				◆	
DKA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm				○	
DKA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm				○	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
DKA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm			NC:3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	
DKA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	
DKA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm			NC : 3490, 3495	○	
DKA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	
DKA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	
DKA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	○	
DKA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	○	
DKA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm				○	
DKA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm			NC : 6410	○	
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) - DLA LLL < 390MM I W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI PODNÓŻKA MOŻE BYĆ MONTOWANY, PATRZ TABELA 2							
DKA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm				○	
DKA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1922	<input type="checkbox"/>	310 mm	○	
DKA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DKA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm	○	
DKA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DKA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm	○	
DKA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DKA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	○	
DKA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DKA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm	○	
DKA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DKA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm	○	
DKA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	
DKA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	
DKA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm	○	
DKA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm	○	
DKA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm				○	
OPARCIE							
MATERIAŁ							
DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe			NC : SW 320 mm	◆	
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Tytanowe - 80 g (z aluminiowymi rączkami)			NC : SW 320 mm, 2150, 2430, 7600	1550,00	
RODZAJ OPARCIA							
DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standardowe oparcie z pałąkiem			NC : 2240, 2300 to 2357, 2440	◆	
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Oparcie z nisko zamontowanym pałąkiem (wysokość 285 mm)			NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	
TAPICERKA OPARCIA							
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka			NC : 2300 do 2357, 2430, 2440 i SW > 420 mm / BH > 345 mm	800,00	
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black			NC : 2300 do 2357, 2440	◆	
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Aero z regulacją pasami			NC : 2300 do 2357, 2440	1150,00	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowe w przypadku zamawiania oparcz pozycjonujących, takich jak Matrx				○	
OPARCIA INVACARE MATRX - Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrx, NIEMOŻLIWE Z SW ≤ 340 MM							
DKA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, Wysokość 150, z mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372	4500,00	
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, Wysokość 230 mm z szybkozłączem			NC : 2370, 2372	4500,00	



LLL = LLL patient - Seat cushion



2230

DKA2310	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4500,00
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		2500,00



2300, 2305, 2310, 2315

MX2: only 140g more than a tension-adjustable backrest!



2316 to 2331



2332 to 2357

WYBÓR SZEROKOŚCI OPARCÓW MATRIX- Patrz tabela 3

DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		<input type="radio"/>
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		<input type="radio"/>
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		<input type="radio"/>
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		<input type="radio"/>
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		<input type="radio"/>
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		<input type="radio"/>
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		<input type="radio"/>

RĄCZKI


DKA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek		<input type="radio"/>
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)		<input type="radio"/>
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		<input type="radio"/>
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : BH 285 mm do 330 mm + 3480, 3480	950,00
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1100,00
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane	NC : BH 315 mm do 330 mm + 3480	950,00



2430 2450


KĄT OPARCIA (BA)

DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°		<input type="radio"/>
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°		<input type="radio"/>
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°		<input type="radio"/>
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	DKA2590 <input type="checkbox"/>	94°



TAPICERKA SIĘDZISKA

DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa		<input type="radio"/>
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Tapicerka regulowana jednym rzepem na środku		400,00
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Lekka		300,00











SIĘDZISKO

PODUSZKA SIĘDZISKA



DKA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 MM Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2700
DKA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	750,00	 2710
DKA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 and 425 mm	1400,00	 2720
DKA2730	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 and 425 mm, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	1400,00	 2730
DKA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 375 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DKA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO, 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2748
DKA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO , 405 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2800
DKA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO , 455 X 400 MM	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2810
DKA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2820
SASZETKA POD SIEDZISKIEM					
DKA2800	<input type="checkbox"/>	ODPINANA SASZETKA, NA KLIPSACH		350,00	 2820
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA					
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Worek na płyn (para)		400,00	 2830
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Para przyciętych klinów		200,00	 2840
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Klin odwodzący kończyny dolne		250,00	 2850
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Klin boczny		200	
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Klin przedni		250,00	
USZTYWNIENIE PODSTAWY					
DKA2860	<input type="checkbox"/>	RIGIDIZER		250,00	 2860
TORBA POD SIEDZISKO					
DKA2910	<input type="checkbox"/>	TORBA POD SIEDZISKO-DUŻA		300,00	
PODNOŻEK					
RODZAJ PODNOŻKA (RUROWY / PŁYTA PODNOŻKA)					
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały, aluminiowy - nowy profil		◆	 3200
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		1100,00	
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt	NC : 3290	1200,00	
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt, odchylany (Niemożliwe z ramą przywiedzioną)	NC : 3290	2000,00	
POKRYCIE PODNOŻKA					
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Pokrycie podnóżka rurowego		500,00	 3305
PODPARCIE POD STOPY I NOGI					
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na ramie		◆	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na wspornikach widelca		350,00	
BOCZKI/BŁOTNIKI					
BOCZKI					
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Boczki Economy, odchylane - nowa partia		◆	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe odchylane back - nowy design		750,00	
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, wyciągane- nowy design	NC : 3490, 3495	1500,00	 3440
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Błotniki Economy, wyciągane - nowy design	NC : 3490, 3495	○	
PODŁOKIETNIKI					

DKA3480	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	1150,00	 3480 3490	
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady- krótki	NOT POSSIBLE WITH RSTF < 420 MM	1150,00		
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady- długi	NOT POSSIBLE WITH RSTF < 420 MM	1150,00		
RAMA						
KOLOR RAMY						
DKA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		<input type="radio"/>	DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI  BOLD  TAG	
DKA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		<input type="radio"/>		
DKA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	<input type="radio"/>		
DKA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		<input type="radio"/>		
DKA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		<input type="radio"/>		
DKA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		950,00		
DKA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET - specific color mix, no RAL definition		950,00		
DKA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		950,00		
DKA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)		950,00		
DKA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE - specific color mix, no RAL definition		950,00		
DKA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)		950,00		
DKA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE - specific color mix, no RAL		950,00		
DKA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)		950,00		
DKA4050	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie: - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych gamach wózków manualnych firmy Invacare. GDZIE - Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać numer RAL		2100,00		
STYLE						
DKA4190	<input type="checkbox"/>	Bold	NC : 4300, 4310	300,00		
DKA4195	<input type="checkbox"/>	Tag	NC : 4200 do 4250	◆		
KOLORY W STYLU BOLD						
DKA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		<input type="radio"/>	 5000  5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350  5050 / 5300  Pos. 1-3  Pos. 1-5	
DKA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		<input type="radio"/>		
DKA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		<input type="radio"/>		
DKA4230	<input type="checkbox"/>	RED		<input type="radio"/>		
DKA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		<input type="radio"/>		
DKA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		<input type="radio"/>		
KOLORY W STYLU BOLD TAG						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		<input type="radio"/>		
DKA4310	<input type="checkbox"/>	RED		<input type="radio"/>		
KOŁA PRZEDNIE						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT		<input type="radio"/>		
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, CZARNA OPONA		◆		
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFOR, CZARNA OPONA		<input type="radio"/>		
DKA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC , CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA		350,00		
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA		550,00		
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA		550,00		
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA		<input type="radio"/>		
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA		<input type="radio"/>		
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA		450,00		
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA		650,00		
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA		650,00		
MOCOWANIE TYLNEGO KOŁA						
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standardowa pozycja tylnych kół	NC : 6100 to 6140, 6230, 6240	◆		
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła (pozycja 1 do 3)	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	1100,00		
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła(5 pozycji)	NC : 6070	1400,00		
RODZAJ PIERWSZEJ OSI						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Belka Vario-ax, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6950, 7230	2150,00		
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Standardowa belka aluminiowa		◆		
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Belka karbonowa	NC : 6950	800,00		
POZYCJA PIERWSZEJ OSI						
DKA6100	<input type="checkbox"/>	Gdy wybrana jest 2 oś: 1 pozycja z przodu jest wymagana dla osi 1		<input type="radio"/>		
DKA6110	<input type="checkbox"/>	Pozycja 2 od przodu	NC : 6230, 6240	<input type="radio"/>		

DKA6120	<input type="checkbox"/>	Pozycja 3 od przodu	NC : 6230, 6240	◆
DKA6130	<input type="checkbox"/>	Pozycja 4 od przodu	NC : 6230, 6240	○
DKA6140	<input type="checkbox"/>	Pozycja 5 od przodu	NC : 6230, 6240	○
KĄT NACHYLENIA PIERWSZEJ OSI				
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270	○
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI - DRUGA OŚ TYLKO W POZYCJI 5 Z PRZODU				
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Standardowa belka	NC : 6950	1100,00
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Belka Vario-ax, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230	2150,00
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI Maks. Camber 3° przy osi 1; jeżeli tylko jedna z osi jest osią Vario-ax; druga oś tylko przy 0° lub 3°				
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°		○
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°		○
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°		○
SZ YBKOZŁĄCZKI DLA TETRA				
DKA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950	650,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH (patrz, możliwe średnice na każde koło w rubryce: RODZAJ KÓŁ TYLNYCH)				
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6610, 6630, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6610, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	2250,00
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
DKA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE (WRAZ Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI I SZARYMI, LEKKIMI OPONAMI)	24" NC : Wszystkie ciągi, 6680, 6900, 6910	◆
DKA6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" KÜSCHALL STAREC, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY	24", 26"	○
DKA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" HIGH PERFORMANCE	24", 25" NC : 6660	2300,00
DKA6550	<input type="checkbox"/>	24", 25" SPINERGY LXX, CZARNA PIASTA	24", 25" NC : 6660, 6910	3350,00
OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DKA6600	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN CZARNE/ SZARE	24"	◆
DKA6610	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN, NIEBIESKIE	24"	350,00
DKA6620	<input type="checkbox"/>	PRIMO SENTINEL	24", 25", 26" NC : 6680	350,00
DKA6630	<input type="checkbox"/>	MBL SPEEDLITE	24"	350,00
DKA6660	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 6680, 7230	350,00
ANTI-FLAT				
DKA6680	<input type="checkbox"/>	OCHRONA ANTYPRZEBICIOWA, DĘTKI	24", 26"	500,00
CIĄGI				
DKA6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" SUPERGRIPP, ODL. 3 LUB 4 CM	24", 26"	700,00
DKA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" STAL POLEROWANA, ODL. 3 CM	24", 26"	500,00
DKA6720	<input type="checkbox"/>	24", TYTANOWE, ODL. 3 CM	24"	1200,00
DKA6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO L, ODL. 3 CM	24", 25"	1650,00



6300



6600



6620



6610



6630



6790 6760

DKA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO S, ODL. 3 CM	24", 25"	1650,00	
DKA6760	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE CURVE L ODL. 3 CM	24"	1250,00	6700 6710
DKA6770	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE QUADRO	24"	1650,00	6720
DKA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" LEKKIE ALUMINIOWE, SZARE, ODL. 3 CM	24", 25", 26"	◆	6740
DKA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" LEKKIE ALUMINIOWE, CZARNE, ODL. 3 CM	24", 25", 26"	○	
OSŁONY SZPRYCH					
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"	900,00	
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"	900,00	
DODATKOWY ZESTAW ALBER zawiera 2 antytipery Alber/ tylko dla tylnych kół 24" + CAMBER OSI 3° : MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 Kg					
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-motion i Twion 25	NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	2800,00	
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.					
HAMULCE					
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆	
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce Performance	NC : 7300	350,00	7210 7230
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Hamulce Active	NC : 7300	350,00	7240
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce Light active	NC : 7300	650,00	
PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca w standardowych hamulcach		350,00	7250
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Maks. 2 adaptacje na stronę (adaptacje = antytipery, wspornik przechyty, uchwyt na kule, kółka tranzytowe)					
ANTYTIPIERY					
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Antytipery prawy		600,00	
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Antytipery lewy		600,00	
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach	NC : 8300	1150,00	
ZESTAW TRANSPORTOWY					
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Zestaw transportowy wraz z paskiem pozycjonującym i znakami firmowymi	NC : BH ≤ 400 mm, 7800	250,00	
PASY					
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska		200,00	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		950,00	Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przodu siedziska. 6 pozycji w odstępach co 15 mm
DKA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		950,00	
DKA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		950,00	
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	
OPCJE DODATKOWE					
OCHRONA RAMY					
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy		200,00	
UCHWYT NA KULE					
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - prawy		300,00	

DKA8210	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - lewy	300,00
KOŁA TRANZYTOWE			
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Koła tranzytowe	1300,00
INNE OPCJE			
DKA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka- nowość	NIEMOŻLIWE Z SW 340 MM
DKA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	100,00
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła	300,00
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Koła terenowe 24" z torbą-komplet/ koła Mountain Bike z szarymi aluminiowymi ciągami; w zestawie osie na szybkozłączach	2900,00
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki - Bodypoint	450,00
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na K-SERIES - Bodypoint	450,00



RAMPY			
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego; wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	8500,00
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium i powłoką antypoślizgową Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8,8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	1450,00
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej, z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - max.: 260 kg	2700,00
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	1500,00



Table 1
Frame type/angle/length, rear wheel size, front wheel size

Frame	24" rear wheel			25" rear wheel			26" rear wheel		
	front wheel			front wheel			front wheel		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Short	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Red	Green
75° Standard	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
75° +50mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
90° Short	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
90° Standard	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
90° +50mm	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
75° tapered	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
90° tapered	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red

Table 3
MATRIX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

SEAT WIDTH (SW)	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
340 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
360 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
380 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

SEAT WIDTH (SW)	M2 MATRIX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
340 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
360 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
380 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Table 2 :
Frame type/angle/length, rear wheel size, lower leg length, FSTF, footrest type

Frame	24" rear wheel				25" rear wheel				26" rear wheel			
	FSTF	Bracket	L.L.		FSTF	Bracket	L.L.		FSTF	Bracket	L.L.	
			Footrest	Flip-up			Footrest	Flip-up			Footrest	Flip-up
75° Short	430 450 470	W/S/W	330-420 340-430 350-440	290-420 300-430 310-440	460 470 480	F/S/W	330-430 340-440 350-450	290-430 300-440 310-450	470 480 490	F/S/W	330-440 340-450 350-460	290-440 300-450 310-460
75° Standard	430 450 500	F/S/W	370-450 380-460 390-470	330-450 340-460 350-470	460 470 510	F/S/W	370-460 380-470 390-480	330-460 340-470 350-480	500 510 520	F/S/W	370-470 380-480 390-490	330-470 340-480 350-490
75° +50mm	500 510 520	F/S/W	390-470 400-480 410-490	350-470 360-480 370-490	510 520 530	F/S/W	390-480 400-490 410-500	350-480 360-490 370-500	520 530 540	F/S/W	390-490 400-500 410-510	350-490 360-500 370-510
90° Short	430 450 470	W/S/W	330-410 340-420 350-430	290-410 300-420 310-430	460 470 480	F/S/W	330-420 340-430 350-440	290-420 300-430 310-440	470 480 490	F/S/W	330-430 340-440 350-450	290-430 300-440 310-450
90° Standard	430 450 500	F/S/W	380-440 390-450 400-460	340-440 350-450 360-460	460 470 510	F/S/W	380-450 390-460 400-470	340-450 350-460 360-470	500 510 520	F/S/W	380-460 390-470 400-480	340-460 350-470 360-480
90° +50mm	500 510 520	F/S/W	400-460 410-470 420-480	360-460 370-470 380-480	510 520 530	F/S/W	400-470 410-480 420-490	360-470 370-480 380-490	520 530 540	F/S/W	400-480 410-490 420-500	360-480 370-490 380-500
75° tapered	430 450 500	F/S/W	370-450 380-460 390-470	NC	460 470 510	F/S/W	370-460 380-470 390-480	NC	500 510 520	F/S/W	370-470 380-480 390-490	NC

90° oparcie	4 90 5 90	L	40 0-45 0 41 0-46 0	NC	500 510	S L	40 0-4 90 41 0-4 70	NC	51 0 52 0	S L	40 0-4 70 41 0-4 90	NC
----------------	--------------	---	------------------------	----	------------	--------	------------------------	----	--------------	--------	------------------------	----

TABELA 1 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, długość, rozmiar kół tylnych, rozmiar kół przednich)

- koło tylne 24" -> koło przednie: 3°, 4°, 5°
- koło tylne 25"->koło przednie: 3°, 4°, 5°
- koło tylne 26" k->oło przednie: 3°, 4°, 5°

Rama

- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°
- przywiedziona 75 °
- przywiedziona 90°

TABELA 2 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, rozmiar kół tylnych, długość podnóżka/podudzia<LLL>, FSTF, rodzaj podnóżka)

- koło tylne 24" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 25"(FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 26" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)

Rama

- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°

TABELA 3 (Dostępna gama szerokości oparc MATRX ELITE E2/ ELITE DEEP2. MX2)

- Szerokość siedziska