

PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu / tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Küschall The KSL



Aktywne i lekkie aluminiowe ręczne wózki ze sztywną ramą, składanym oparciem z regulacją kąta



Data: :

Zamówienie

Kod klienta:

Pieczeń dystrybutora:

Odkryj nasze nowe narzędzie, które pomoże Ci obliczyć wymiary ogólne i odnaleźć wizualny konfigurator, aby stworzyć swoją konfigurację!


Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

◆ Wyposażenie standardowe

○ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC :Nie zgodny NC : 9999 = Nie zgodny z nr ref 9999	PLN	
DSA0100	<input type="checkbox"/>	küschall® The KSL - oparcie stałe		17 300,00	
DSA0120	<input type="checkbox"/>	küschall® The KSL - oparcie składane, z regulacją kąta		18 300,00	
SPECJALNA KONSTRUKCJA					
DSA0000	<input type="checkbox"/>	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
PAKIET POZYCJONUJĄCY					
DSA0220	<input type="checkbox"/>	Pakiet pozycjonujący i przeciwoślizgowy Matrx MX2 & Libra zawiera: - Oparcie profilowane Matrx MX2 (rozmiar do wyboru od DSA2300 do DSA2315) - Poduszkę Matrx Libra (DSA2720) - Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex® : 2-punktowy pas biodrowy (rozmiar do wyboru od DSA7810 do DSA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm; możliwe tylko z głębokością 410/435 mm, 1315, 1430	5500,00	Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 217.95€! (ok.1025 zł)
SIEDZISKO					
RAMA					
DSA1000	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 75°			◆
DSA1010	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 75° przywiedzona przednia część ramy			○
DSA1020	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 90°	NOUVEAU		○
DSA1030	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 90° - przywiedzona przednia część ramy	NC : 5300, 5350, 5400, 5500	1000,00	
	<input type="checkbox"/>	Pałęk przyspawany pod siedziskiem za centralnym otworem mocującym pokrowiec (dodatkowa waga ok. 170 g w tym samym kolorze co rama)			Na zamówienie
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)					
DSA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○
DSA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748		○
DSA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744		○
DSA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744		○
DSA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2366, 2740		○
DSA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742		○
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)					
DSA1430	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 2720, 2730, 2744, 7810, 7820, 7830		○
DSA1440	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2746		◆
DSA1455	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2740, 2742		○



DSA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>
DSA1485	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>

WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)

DSA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia zależy od ustawienia oparcia zaznacz, jeśli chcesz zamówić oparcie Matrix / wybór POSTURE PACKAGING		NC : 2200, 2210, 2200, 2230	<input type="radio"/>	
DSA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm		NC : 2210, 2240	<input type="radio"/>	
DSA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm		NC : 2210, 2240	<input type="radio"/>	
DSA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm		NC : 2240	<input checked="" type="radio"/>	
DSA1620	<input type="checkbox"/>	DSA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>
DSA1630	<input type="checkbox"/>	DSA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>
DSA1640	<input type="checkbox"/>	DSA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>
DSA1650	<input type="checkbox"/>	DSA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2240	<input type="radio"/>

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1

DSA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm		NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	<input type="radio"/>
DSA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 1845, 1850, 1855, 1860	<input type="radio"/>
DSA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		NC : 1850, 1855, 1860	<input type="radio"/>
DSA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm		NC : 1855, 1860	<input type="radio"/>
DSA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 1860	<input checked="" type="radio"/>
DSA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			<input type="radio"/>
DSA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm		NC : 1820	<input type="radio"/>
DSA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm		NC : 1820, 1825	<input type="radio"/>
DSA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm		NC : 1820, 1825, 1830, 6410	<input type="radio"/>


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF) - RSTF = "FSTF -100 MM" do "FSTF-20 MM"

DSA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 6420	<input type="radio"/>
DSA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm			<input type="radio"/>
DSA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm			<input type="radio"/>
DSA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			<input checked="" type="radio"/>
DSA1840	<input type="checkbox"/>	DSA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	<input type="radio"/>
DSA1850	<input type="checkbox"/>	DSA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	<input type="radio"/>
DSA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm			<input type="radio"/>

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA LLL)

- RAMA 75° : LLL = "FSTF-100 mm WZGLĘDEM "FSTF-30 mm"
- RAMA 90° : LLL = "FSTF-80 mm WZGLĘDEM "FSTF-40 mm"

DSA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm			<input type="radio"/>
DSA1932	<input type="checkbox"/>	DSA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm	<input type="radio"/>
DSA1936	<input type="checkbox"/>	DSA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm	<input type="radio"/>
DSA1940	<input type="checkbox"/>	DSA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm	<input type="radio"/>
DSA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm			<input type="radio"/>
DSA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm			<input checked="" type="radio"/>
DSA1948	<input type="checkbox"/>	DSA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm	<input type="radio"/>
DSA1952	<input type="checkbox"/>	DSA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm	<input type="radio"/>
DSA1956	<input type="checkbox"/>	DSA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm	<input type="radio"/>
DSA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm			<input type="radio"/>



LLL = LLL patient - Seat cushion

OPARCIE

TAPICERKA OPARCIA

DSA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, tapicerka	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	<input checked="" type="radio"/>	
DSA2210	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	800,00	
DSA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze black premium	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	<input type="radio"/>	
DSA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	1150,00	
DSA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - zaznacz, jeśli chcesz zamontować oparcie pozycjonujące, takie jak Matrix		<input type="radio"/>	

OPARCIA MATRIX - Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrix

DSA2300	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, HEIGHT 150 mm z szybkozłączem		4500,00	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue; font-weight: bold;"> MX2: tylko 140 g więcej niż oparcie z regulacją pasami! </div> <p>2300, 2305, 2310, 2315</p>
DSA2305	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem		4500,00	
DSA2310	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem		4500,00	
DSA2315	<input type="checkbox"/>	Matrix MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem		4500,00	


SZEROKOŚĆ OPARCIA MATRIX

DSA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		<input type="radio"/>
---------	--------------------------	--	--	-----------------------

DSA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		○	
DSA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		○	
DSA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		○	
DSA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		○	
RĄCZKI					
DSA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek		◆	
DSA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe		○	
DSA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		○	
DSA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane wyłącznie z oparciami Matrix		1100,00	
DSA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane		950,00	
KĄT OPARCIA - od siedziska					
DSA2500	<input type="checkbox"/>	74°	DSA2520 <input type="checkbox"/>	78°	○
DSA2540	<input type="checkbox"/>	82°			○
DSA2560	<input type="checkbox"/>	86°	DSA2580 <input type="checkbox"/>	90°	○
TAPICERKA SIEDZISKA					
DSA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa tapicerka siedziska		◆	
DSA2630	<input type="checkbox"/>	Lekka tapicerka siedziska : -60kg		300,00	
SIEDZISKO					
PODUSZKA					
DSA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DSA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	750,00	
DSA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : szerokość 360 mm; możliwe tylko z głębokością 410 i 435 mm	1400,00	
DSA2730	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM - Dodatkowy czas realizacji + 7 DNI	NC: szerokość 360 mm ; możliwe tylko z głębokością 410 i 435 mm, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	1400,00	
DSA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm- TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DSA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm- TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DSA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 mm- TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DSA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm- TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
DSA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	
AKCESORIA DO PODUSZKI MATRX LIBRA					
DSA2810	<input type="checkbox"/>	Worek na plyn (para)		400,00	
DSA2820	<input type="checkbox"/>	Para przyciętych klinów		200,00	
DSA2830	<input type="checkbox"/>	Klin odwodzący kończyny dolne		250,00	
DSA2840	<input type="checkbox"/>	Klin boczny		200,00	
DSA2850	<input type="checkbox"/>	Klin przedni		250,00	
USZTYWNIENIE SIEDZISKA					
DSA2860	<input type="checkbox"/>	RIGIDIZER		250,00	
PODNOŻEK					
RODZAJ PODNOŻKA (RUROWY / PŁYTA)					



2450



Kąt oparcia

BA



2600

2630



2700



2710



2720



2730



2744 / 2746



2748



2810



2820



2830













2840



2850



2860

DSA3200	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały- nowy, aluminiowy profil		○		3200
DSA3210	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		◆		
DSA3220	<input type="checkbox"/>	Podnóżek karbonowy z regulacją kąta	NC : 3290		1200,00	 3210
POKRYCIE PODNÓŻKA						
DSA3290	<input type="checkbox"/>	Pokrycie podnóżka			500,00	
PODPARCIE POD STOPY I NOGI						
DSA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na ramie		◆		
DSA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na wspornikach widelca			350,00	 3305
BOCZKI						
DSA3410	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe, stałe		◆		
DSA3430	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, stałe	NC : 7230		400,00	
KOLORY I PERSONALIZACJA						
KOLOR RAMY						
DSA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		○		
DSA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		○		
DSA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	○		
DSA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		○		
DSA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		○		
DSA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)			950,00	
DSA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET- (Spersonalizuj boldem lub tagiem)			950,00	
DSA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)			950,00	
DSA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)			950,00	
DSA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE - (Spersonalizuj boldem lub tagiem)			950,00	
DSA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)			950,00	
DSA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE -(Spersonalizuj boldem lub tagiem)			950,00	
DSA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)			950,00	
DSA4050	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor ramy (tylko na zamówienie): - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. GDZIE - Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać informacje RAL / inne			2100,00	DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI
STYLE						
DSA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	NC : 4300, 4310		300,00	 BOLD
DSA4195	<input type="checkbox"/>	TAG	NC : 4200 i 4250	◆		 TAG
KOLORY W STYLU BOLD						
DSA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○		
DSA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○		
DSA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○		
DSA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○		
DSA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		○		
DSA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○		
KOLORY W STYLU TAG						
DSA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○		
DSA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○		
KOŁA PRZEDNIE						
DSA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT		○		
DSA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, CZARNA OPONA		◆		
DSA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, CZARNA OPONA		○		
DSA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC, CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA			350,00	
DSA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA			550,00	 5000
DSA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA			550,00	 5200 / 5250 / 5450 / 5500
DSA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY CZARNA OPONA	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	○		
DSA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT CZARNA OPONA	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	○		 5350
DSA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)		450,00	
DSA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I CZARNA PIASTA	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)		650,00	
DSA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS CZARNA OPONA I SREBRNA PIASTA	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)		650,00	 5050 / 5300
KOŁA TYLNE						
POZYCJA TYLNEGO KOŁA (ODLEGŁOŚĆ X NA RYSUNKU)						
DSA6100	<input type="checkbox"/>	140 mm (pozycja 1 jak w K-Series)		○		
DSA6110	<input type="checkbox"/>	125 mm (pozycja 2 jak w K-Series)		○		
DSA6120	<input type="checkbox"/>	110 mm (pozycja 3 jak w K-Series)		◆		
DSA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (pozycja 4 jak w K-Series)		○		

DSA6140	<input type="checkbox"/>	80 mm (pozycja 5 jak w K-Series)			○
CAMBER OSI KARBONOWEJ					
DSA6200	<input type="checkbox"/>	0°			○
DSA6210	<input type="checkbox"/>	3°			◆
DSA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6950		○
SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA					
DSA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra-clip	NC : 6550, 6950		600,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH					
DSA6410	<input type="checkbox"/>	24"			◆
DSA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6600, 6610, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950		○
RODZAJ TYLNYCH KÓŁ					
DSA6520	<input type="checkbox"/>	HIGH PERFORMANCE	24", 25"		◆
DSA6550	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LXX, CZARNA PIASTA	24", 25"		3350,00
Pneus arrière					
DSA6600	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN CZARNE/ SZARE	24"		○
DSA6610	<input type="checkbox"/>	SCHWALBE RIGHTRUN, NIEBIESKIE	24"		350,00
DSA6620	<input type="checkbox"/>	PRIMO SENTINEL	24", 25"		○
DSA6630	<input type="checkbox"/>	MBL SPEEDLITE	24"		◆
HANDRIM					
DSA6700	<input type="checkbox"/>	24" SUPERGRIPP, odl. 3 OR 4 CM	24"		700,00
DSA6710	<input type="checkbox"/>	24" , stal polerowana, odl. 3 CM	24"		500,00
DSA6720	<input type="checkbox"/>	24" , tytanowe, odl. 3 CM	24"		1200,00
DSA6740	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO L, odl. 3 CM	24", 25"		1650,00
DSA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" CARBOLIFE GEKKO S, odl. 3 CM	24", 25"		1650,00
DSA6760	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE CURVE L, odl. 3 CM	24"		1250,00
DSA6770	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE QUADRO, odl. 3 CM	24"		1650,00
DSA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25" LIGHT ALU, SZARE, odl. 3 CM	24", 25"		◆
DSA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" LIGHT ALU, CZARNE, odl. 3 CM	24", 25"		○
SPOKE GUARDS					
DSA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"		900,00
DSA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"		900,00
DODATKOWY ZESTAW ALBER					
DSA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-motion i Twion wraz z antytiperami ALBER/ tylko z kołami tylnymi 24"	Tylko z tylnymi kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520		2800,00
<i>Wskazówka: aby zapewnić doskonałą kompatybilność hamulców z kołami ręcznymi, radzimy wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.</i>					
HAMULCE					
DSA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce do pchania z wygiętą dźwignią			◆
DSA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE			350,00
DSA7240	<input type="checkbox"/>	Hamulce ACTIVE			550,00
DSA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE			650,00




6300



6610

6610

6630



6790 6760

6700 6710

6720

6740



7210 7230

7240



7250

Montaż maksymalnie 2 elementów na stronę z poniższej listy: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe

Montaż maksymalnie 2 elementów na stronę: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe			
ANTI TIPPER			
DSA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy	600,00
DSA7510	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy	600,00
DSA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach	1150,00
PASY			
DSA7800	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania	200,00
DSA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem	950,00
DSA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym	950,00
DSA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym	950,00
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE			
DSA7900	<input type="checkbox"/>	Światła odbłaskowe zamontowane na kołach (odbłaski na kołach)	100,00




Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przodu siedziska; 6 pozycji w odstępach co 15 mm.



7500 / 7520
7810 / 7820 / 7830

inne opcje			
Protections de châssis			
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy	200,00
DSA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka- nowość	150,00
DSA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	100,00
DSA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła	300,00
DSA8680	<input type="checkbox"/>	Koła terenowe 24" z torbą - komplet Koła Mountain Bike z szarymi oponami i aluminiowymi cięgami; w zestawie osie na szybkołączkach	2900,00
DSA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki - Bodypoint	450,00
DSA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na KSL - Bodypoint	450,00



Summary

POMIARY SPERSONALIZOWANE	
SW	
ST = SD	
RW = BH	
FSTF = SHv	
RSTF = SHh	
LLL	
BA = RW	
X	
Waga użytkownika	
Wzrost użytkownika	

RAMPY			
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego Wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	8500,00
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium i z powłoką antypoślizgową Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę- maksymalny udźwig: 270 kg	1450,00
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do 3-częściowej rampy aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	2700,00
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej aluminiowej j rampy Mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	1500,00

